

Arcus - Kontraktur-hælsår-AFO

ART.NO 80436

Arcus er designet til forebyggende at aflaste hæl eller lindre allerede opstået hælsår ved tryk fra sengelejet. Arcus forhindrer kontraktur i ankelleddet. Ortosen fikserer foden i neutral position for sengeliggende og bibeholder dorsalfleksion ved bevægelse.

Ortosen er udstyret med en anti-rotationsstang, der modvirker ind- og udadrotation i knæ- og hoftelæddet for sengeliggende. Ortosen er foret med blødt, aftageligt polstringsmateriale, som kan åbnes over hælen. Hældelen er fremstillet i gennemsigtig plast så det ikke er nødvendigt at tage ortosen af ved inspektion af hud eller sår. Med justerbare velcrostropper på hver side kan graden af dorsalfleksion fikseres/øges.

Arcus kan blive siddende, hvis patienten skal bevæge sig kortvarigt, da gummisålen giver et godt greb. Tådelene i 15 graders vinkel giver god stabilitet til forfoden ved bevægelse, justeres ved større skostørrelse. Fotpladen kan fjernes, nemt at tage på ved hjælp af velcrobånd.

Størrelse: To størrelser, som passer til højre/venstre.

Indikationer: For at lindre/forebygge hælsår ved sengestilling. Forhindrer kontraktur i anklen. Modvirker hofterotation. **Kontraindikationer:** Ustabil ankelbrud. Vær forsigtig i tilfælde af nedsat følsomhed i foden.

Risici: Ikke beregnet til at gå med. Kan klare belastninger ved kortere forflytninger.

Materiale: Plastik skinne: 100 % Polypropen.
Polstring: 100% Polyurethan (PU) skum med polyesterbelægning 100% Polyester.
Velcrobånd: 100% Polyester.
Latexfri.

Vaskeråd: Yderdelen rengøres med en fugtig klud. Polstringen maskinvaskes på 40°C med et mildt vaskemiddel. Lufttørres på behørig afstand af varmekilder.

Opmåling: Lægomkredsmål i centimeter.

Tilbehør:

Ekstra polstring S/M: 80437-51-40

Ekstra polstring L/XL: 80437-51-60

Størrelse	Lægomkreds	Skostørrelse	Art.no
S/M	< 42 cm	36-46	80436-51-40
L/XL	< 48 cm	36-46	80436-51-60



MD Class I CE