

Kim - Ansigtsbandage

ART.NO 51107

Kim er en justerbar ansigtsbandage i behageligt materiale. Bandagens kanter er klipbare hvilket gør, at bandagen kan trimmes omkring kinder, hage og hals for optimal komfort og pasform. Du kan også klippe i midten af materialet, såsom huller til ørerne. Længden af velcrobåndene kan også forkortes. Pasform og kompression kan tilpasses ved at justere de tre lukkestropper. Bandagen sidder godt på plads, selv om natten. Bandagens materiale er åndbart og har en kølende fornemmelse mod huden. Bandagen fås i to størrelser.

Indikationer: Ved ansigtsløft og/eller fedtsugning af hage/hals, øreplastik eller andet hvor når den stabile kompression under hagen, omkring halsen, over kinder, hårgården eller ører ønskes.


Materiale: Polyamid 74%, Polyuretan 14%, Elastan 12%. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask ved 40 °C – kan om nødvendigt vaskes ved højere temperaturer, op til 60 °C. Produktet holder længere, når det vaskes ved lavere temperaturer. Skal tørres fladt, ikke tørretumbles. Luk velcro bånd inden vask, brug gerne en vaskepose. Hvis der opstod blodpletter, skal det lægges i blød eller vaskes i koldt vand. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel, da dette kan forringe materialets funktionalitet.

Måltagning: Bandagens størrelse vælges ud fra størrelsestabellen. Størrelsen er fleksibel og kan tilpasses ved påtagning i henhold til den ønskede kompression og optimale pasform.

Hals: Bredeste punkt på midten af halsen.

Hoved: Bredeste sted over panden.



Størrelse	X=Hals	Y=Hoved	Art.no
S/M	30-40 cm	52-58 cm	51107-08-40
L/XL	38-48 cm	56-62 cm	51107-08-60



Materiale og velcrobånd er klipbart for at muliggøre optimal komfort og pasform.



MD Class I CE