


ComfortSling

ARM SLING

Art no 20111-09-50

Universal size

12 pcs.



SE/DK/NO Armslinga/armslynge för avlastning/aflastning av skulder/arm vid akuta/akutte skador/trauma.

FI Kantoside - Olkapään/käsivarren kuormituksen vähentäminen akuutista vammasta/traumasta johtuen.

EN Arm sling for support of the shoulder/arm in the event of acute injuries.

NordiCare 




STANDARD
100
1976-298
DTI

Latex free



Fits both
adult & child



Instructions for use

SE Placera armen i slingan som bilden visar. Drag axelbandet över ryggen och bestäm önskad längd genom att knäppa fast bandet i den orange knappen i önskat knapphål. Se till att bandet är fäst ordentligt i knappen. Man kan välja att fästa bandet på knappens in- eller utsida. Det går bra att klippa av bandet till önskad längd.

DK Placer armen i slyngen som vist på billedet. Træk skulderbåndet over ryggen og bestem den ønskede længde ved at feste båndet i den orange knap i det ønskede knappehul. Sørg for at båndet er fastgjort ordentligt i knappen. Man kan vælge at fæstne båndet på knappens inder- eller yderside. Båndet kan klippes af til den ønskede længde.

NO Plasser armen i slyngen som bildet viser. Dra skulderbåndet over ryggen, og bestem ønsket lengde ved å kneppe fast båndet med den oransje knappen i ønsket knapphull. Pass på at båndet er festet godt i knappen. Du kan velge om du vil feste båndet på knappens innside eller utside. Det går bra å klippe av båndet i ønsket lengde.

FI Laitakäsi silmukan kuten kuvassa. Vedä hihna selän päälle ja määrittää haluttuun pituuteen katkaisevabändioranssia painiketta haluamasi napinläpi. Varmista että vyö on tiukasti kiinnipainikkeen. Voit liittäähihna painiketta sisä- tai ulkopuolelle. Se on hyvä leikata nauha haluttuun pituuteen.

EN Place arm in the sling pocket as shown in the illustration. Pull strap back over your shoulder until buttonhole comfortable aligns with the orange button. Place button through buttonhole securely. Strap may be secured on either side of the button. If necessary the strap can be shortened to desired length.

Washing instructions

SE/DK/NO Vattentvätt rekommenderas ej./Vaskning i vann anbefales ikke. Vid fläckar/pletter/flekker, torka av med mjuk fuktig trasa/klut eller tvätta försiktigt/vaskes försiktigt för hand i ljummet vatten/lunket vann.

FI Ei suositella vesipesua. Tahrat voidaan pyyhkiä kostealla rätillä tai pesemällä haaleassa vedessä.

EN Machine wash is not recommended. If stains, wipe with a soft damp cloth or wash gently by hand in lukewarm water.



Information

SE Om det svider, skaver eller färgförändringar i huden uppstår, tag av ortosen och kontakta utprovaren. Utprovning, förskrivning samt rekommendation om användning ska göras av/under ledning av medicinskt utbildad person. För bästa resultat, följ användarinstruktionerna. Rådgör med medicinskt kunnig personal vid användning i kombination med andra läkemedel/hjälpmiddel. Allvarliga fillbud skall rapporteras till NordiCare samt behörig myndighet.

DK Hvis det svider, gnaver eller giver farveændringer i huden, fjern ortosen og kontakt din behandler. Afprøvning, ordination og rekommandation om anvendelsen bør ske af medicinsk uddannet personale. For det bedste resultat følg brugsanvisningen. Rådfør dig med en sundhedsfaglig kyndig person ved anvendelse i kombination med andre medikamenter/hjælpe midler. Alvorlige hændelser skal rapporteres til NordiCare og den relevante myndighed.

NO Hvis det svir, gnager eller oppstår fargeendringer på huden, ta av ortosen og kontakt din tilpasser. Anbefaling, foreskriving om bruk og testing bør utføres av medisinsk helsepersonell. For best resultat, følg bruksanvisningen. Rådfør deg med helsepersonell ved bruk av ortosen i kombinasjon med andre hjelpemidler og legemidler. Alvorlige hendelser skal rapporteres til NordiCare og den kompetente myndigheten.

FI Jos ihoa pistelee, iho hiertyy tai sen väri muuttuu, ota ortoosi pois ja ota yhteyttä soviittajaan. Tämän tuotteen saa määrätä käyttöön ja sen käyttöä koskevat suositukset saa antaa lääketieteellisen koulutuksen saanut henkilö. Noudata käyttöohjeita parhaan tuloksen saamiseksi. Neuvottele hoitohenkilökunnan kanssa tuotteen käytöstä lääkkeiden tai muiden apuvälineiden kanssa. Vakavista tapauksista on ilmoitettava NordiCarelle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

EN In case of pain, chafing or colour changes in the skin, remove the orthosis and contact the fitter. Prescription, fitting and recommendations concerning use of this product must be issued by a person with medical training. For best results, follow the instructions for use. Consult a healthcare professional if used together with other medicines/aids. Serious incidents shall be reported to NordiCare and the competent authority.

Indications

SE För avlastning av skuldra/arm vid akuta skador/trauma.

Kontraindikationer: För patienter med sinus caroticus syndrom bör tryck från ortosen i sinus carotis-området undvikas.

DK For aflastning af skulder/arm ved akutte skader/traumer.

Kontraindikationer: For patienter med sinus caroticus syndrom bør tryk fra ortosen i sinus carotis-området undgås.

NO For avlastning av skulder og arm ved akutt skade/trauma.

Kontraindikasjoner: For pasienter med carotis sinus syndrom bør trykk fra ortosen i carotis sinus området unngås.

FI Olkapään/käsivarren kuormituksen vähentäminen akuutista vammasta/traumasta johtuen.

Vasta-aiheet: Potilailla, joilla on sinus caroticus -oireyhtymä, tulee välttää ortoosin aiheuttamaa painetta sinus carotis alueella.

EN For support of the shoulder/arm in the event of acute injuries.

Contraindications: For patients with sinus carotid sensitivity avoid pressure from the orthosis in the carotid sinus area.

Material composition

88% Polyester, 12% Elastane. Latex free.

For more information please consult our product catalogue or visit www.nordicare.se. For further questions, contact your doctor, health practitioner or medical equivalent - or NordiCare: +46 42-35 22 20, info@nordicare.se.