


ComfortSling

Art.no 20111

SE/DK/NO Armslinga/armslynge för avlastning/afastning av skulder/arm vid akuta/akutte skador/trauma.

FI Kantoside - Olkapään/käsivarren kuormituksen vähentäminen akuutista vammasta/traumasta johtuen.

EN Arm sling for support of the shoulder/arm in the event of acute injuries.



Art.no 20111-09-50

12 pcs.

Universal size

Latex free



NordiCare 



NordiCare Ortopedi och Rehab AB
Solrosvägen 1, SE-263 62 Viken, Sweden
Tel +46 42 35 22 20, Fax +46 42 35 22 21
info@nordicare.se, www.nordicare.se

MD Class I



This packaging can be recycled as paper and the bag as plastic.




7 350046 614307

INSTRUCTIONS FOR USE

ComfortSling – ARM SLING

art no 20111



Instructions for use

SE Placera armen i slingan som bilden visar. Drag axelbandet över ryggen och bestäm önskad längd genom att knäppa fast bandet i den orange knappen i önskat knapphål. Se till att bandet är fäst ordentligt i knappen. Man kan välja att fästa bandet på knappens in- eller utsida. Det går bra att klippa av bandet till önskad längd.

DK Placer armen i slyngen som billedet viser. Træk skulderbåndet over ryggen og bestem den ønskede længde ved at feste båndet i den orange knap i det ønskede knappehul. Sørg for at båndet er fastgjort ordentligt i knappen. Man kan vælge at fæstne båndet på knappens inder- eller yderside. Båndet kan klippes af til den ønskede længde.

NO Plasser armen i slyngen som bildet viser. Dra skulderbåndet over ryggen, og bestem ønsket lengde ved å kneppe fast båndet med den oransje knappen i ønsket knapphull. Pass på at båndet er festet godt i knappen. Du kan velge om du vil feste båndet på knappens innside eller utsida. Det går bra å klippe av båndet i ønsket lengde.

FI Laitakäsi silmukan kuten kuvassa. Vedä hihna selän päälle ja määrätä haluttuun pituuteen katkaisevabändioranssia painiketta haluamasi napinläpi. Varmista että vyö on tiukasti kiinnipainikkeeseen. Voit liittää hihna painiketta sisä- tai ulkopuolelle. Se on hyvä leikata nauha haluttuun pituuteen.

EN Place arm in the sling pocket as shown in the illustration. Pull strap back over your shoulder until buttonhole comfortable aligns with the orange button. Place button through buttonhole securely. Strap may be secured on either side of the button. If necessary the strap can be shortened to desired length.

Indications

SE För avlastning av skuldra/arm vid akuta skador/trauma.

Kontraindikationer - Inga kända.

DK For aflastning af skulder/arm ved akutte skader/traumer.

Kontraindikationer - Ingen kendte.

NO For avlastning av skulder og arm ved akutt skade/trauma.

Kontraindikasjoner - Ingen kjent.

FI Olkapään/käsivarren kuormituksen vähentäminen akuutista vammasta/traumasta johtuen. **Vasta-aiheet** - Ei tunnettuja vasta-aiheita.

EN For support of the shoulder/arm in the event of acute injuries.

Contraindications - None known.

Information

SE Om det svider, skaver eller färgförändringar i huden uppstår, tag av ortosen och kontakta utprovaren. Utprovning, förskrivning samt rekommendation om användning ska göras av/under ledning av medicinskt utbildad person. För bästa resultat, följ användarinstruktionerna. ComfortSling är en medicinsk produkt och är avsedd att användas av en och samma patient. Återanvänd ej för flera patienter. Rådgör med medicinskt kunnig personal vid användning i kombination med andra läkemedel/hjälpmiddel. Ta av före bad/dusch. Allvarliga tillbud skall rapporteras till NordiCare samt behörig myndighet.

DK Hvis det svier, gnaver eller giver farveændringer i huden, fjern ortosen og kontakt din behandler. Afprøvning, ordination og rekommandation om anvendelsen bør ske af medicinsk uddannet personale. For det bedste resultat følg brugsanvisningen. ComfortSling er et medicinsk produkt og er beregnet til brug ved en enkelt patient. Må ikke genbruges på flere patienter. ådfør dig med en sundhedsfaglig kyndig person ved anvendelse i kombination med andre medikamenter/hjælpenidder. Tag af før bad/brus. Alvorlige hændelser skal rapporteres til NordiCare og den relevante myndighed.

NO Hvis det svir, gnager eller oppstår fargeendringer på huden, ta av ortosen og kontakt din tilpasser. Anbefaling, foreskriving om bruk og testing bør utføres av medisinsk helsepersonell. For best resultat, følg bruksanvisningen. ComfortSling er et medisinsk produkt og skal kun brukes av en og samme pasient. Skal ikke brukes av flere pasienter. Rådfør deg med helsepersonell ved bruk av ortosen i kombinasjon med andre hjelpemidler og legemidler. Ta av før dusj og bad. Alvorlige hendelser ska rapporteres til NordiCare og den kompetente myndigheten.

FI Jos ihoa pistelee, iho hiertyy tai sen väri muuttuu, ota ortoosi pois ja ota yhteyttä sovittajaan. Tämän tuotteen saa määrätä käyttöön ja sen käyttöä koskevat suositukset saa antaa lääketieteellisen koulutuksen saanut henkilö. Noudata käyttöohjeita parhaan tuloksen saamiseksi. ComfortSling on lääkintälaitte, joka on tarkoitettu yhden potilaan käyttöön. Älä kierrätä tuotetta useammille potilaille. Neuvottele hoitohenkilökunnan kanssa tuotteen käytöstä lääkkeiden tai muiden apuvälineiden kanssa. Ota ortoosi pois ennen kylpyä tai suihkua. Vakavista tapauksista on ilmoitettava NordiCarelle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

EN In case of pain, chafing or colour changes in the skin, remove the orthosis and contact the fitter. Prescription, fitting and recommendations concerning use of this product must be issued by a person with medical training. For best results, follow the instructions for use. ComfortSling is a medical product and is intended for use by only one patient. Do not re-use for any other patients. Consult a healthcare professional if used together with other medicines/aids. Remove before taking a bath/shower. Serious incidents shall be reported to NordiCare and the competent authority.

Washing instructions

SE/DK/NO Vattentvätt rekommenderas ej./Vaskning i vann anbefales ikke.

Vid fläckar/pletter/flekker, torka av med mjuk fuktig trasa eller tvätta försiktigt/vaskes forsigtigt för hand i ljummet vatten/lunket vann.

FI Ei suositella vesipesua. Tahrat voidaan pyyhkiä kostealla rätillä tai pesemällä haaleassa vedessä.

EN Machine wash is not recommended. If stains, wipe with a soft damp cloth or wash gently by hand in lukewarm water.



Material composition

88 % Polyester, 12 % Elastane.

For more information please consult our product catalogue or visit www.nordicare.se.
For further questions, contact your doctor, health practitioner, medical equivalent or
NordiCare: +46 42-35 22 20/ DK 7070-1907, info@nordicare.se.