



Vidar

art no 50251

JOCKSTRAP

2022-08-31



NO Smidig og diskret susp med høy komfort. Gir maksimal støtte og beskyttelse av pungen uten å forårsake ubehagelig press på buken. Designet uten sømmer for å oppnå best komfort.

DK Praktisk og diskret skridbeskytter med høy komfort. Gir maksimal støtte og beskyttelse av pungen uten å forårsake et ubehageligt tryk mod maven. Designet uden ønskede sømme for at sikre optimal komfort.

EN Discreet jockstrap with high comfort. Provides maximum support and protection in the scrotal area, without uncomfortable pressure of the abdomen. Seamless design, for optimum comfort.

SE Smidig och diskret suspensor med hög komfort. Ger maximalt stöd och skydd för pungen utan att orsaka obehagligt tryck mot buken. Designad utan önskade sömmar för bästa komfort.

FI Joustava, huomattoman ja miellyttävä tuntuinen hyvälyö, kivestussimalli. Hyvä tuki. Saumaton. Tukee ja suojaa aiheuttamatta epämiellyttävää painetta pungsalle. Tukee ja vähentää sisäilmen kuormitusta. Hyvä joustavuus mahdollistaa hyvän sulkeuman ja liikkumavapauden.



NordiCare®

NordiCare Ortopedi & Rehab

Solrosvägen 1

SE-263 62 Viken, Sweden

Phone +46 42 35 22 20,

Fax +46 42 35 22 21

info@nordicare.se,

www.nordicare.se

Made by:

SAFTE S.p.A

Via Adameillo 13

10093 Collelno (TO)

Italy




This packaging can be recycled as paper and the bag as plastic.

INSTRUCTIONS FOR USE

Vidar – JOCKSTRAP

art no 50251



Application

SE Smidig och diskret suspensoor med god stödjande effekt. Ger lyft och stöd där det bäst behövs (1).

- Bärs direkt mot huden. Använd inte suspensooaren direkt mot skadad/irriterad hud.
- Använd inte tillsammans med salvor eller krämer.

DK Praktisk og diskret skridtbeskytter med god støttende effekt. Vidar både løfter og støtter (1).

- Bæres direkte mod huden. Anvend ikke skridt-beskytterne direkte mod skadet/irriteret hud.
- Anvend ikke sammen med salver eller cremer.

NO Smidig og diskret susp som gir god støtte. Både løfter og støtter (1).

- Brukes rett på huden. Ikke bruk direkte mot skadet eller irritert hud.
- Ikke bruk sammen med salver eller kremer.

FI Joustava, huomaamaton alasuojus, joka tarjoaa hyvän tuen. Tukee ja kohottaa tarvittavissa kohdissa (1).

- Käytetään suoraan ihoa vasten. Älä käytä alasuojusta rikkoutunutta/ärtynyttä ihoa vasten.
- Älä käytä yhdessä emulsi- tai kosteusvoiteiden kanssa.

EN Discreet jockstrap with maximum support. Provides lift and support as needed (1).

- To be worn directly towards the skin. Do not use the jockstrap directly on damaged/irritated skin.
- Do not use with lotions or creams.

Size	A
X Small	70-80
Small	81-90
Medium	91-102
Large	103-113

Measuring

SE Höftmått (A) i cm.

DK Hoftemål (A) i cm.

NO Hoftemål (A) i cm.

FI Lantion mitta, cm.

EN Hip circumference (A) in cm.

Indications

SE Avsedd för behandling av ödem i skrotum, varicocele, hydrocele. Avlastar och ger stöd för skrotum. Skyddar den känsliga huden vid aktivitet. **Kontraindikationer:** Inga kända.

DK Beregnet til behandling af ødem i pungen, varicocele, hydrocele. Lindrer og giver støtte til pungen. Beskytter følsom hud under aktivitet. **Kontraindikationer:** Ingen kendte.

NO Beregnet for behandling av ødem i pungen, varicocele, hydrocele. Lindrer og gir støtte til pungen. Beskytter sensitiv hud under aktivitet. **Kontraindikasjoner:** Ingen kjent.

FI Tarkoitettu kivespussin turvotuksen, varicocele ja hydroceleen hoitoon. Vähentää kuormitusta ja tarjoaa tukea kivespusselle. Suojaa herkkää ihoa toiminnan aikana.

Vasta-aiheet: Ei tunnettuja vasta-aiheita.

EN Intended for treatment of edema of the scrotum, varicocele, hydrocele. Relieves and provides support for scrotum. Protects sensitive skin during activity.

Contraindications: None known.

Information

SE Om det svider, skaver eller färgförändringar i huden uppstår, tag av produkten och kontakta utprovaren. Utprovning, förskrivning samt rekommendation om användning bör göras av eller under ledning av medicinskt utbildad person. För bästa resultat, följ användarinstruktionerna. Rådgör med medicinskt kunnig personal vid användning i kombination med andra läkemedel/hjälpmiddel. Allvariga tillbud skall rapporteras till NordiCare samt behörig myndighet.

DK Hvis det svier, gnaver eller giver farveændringer i huden, fjern produktet og kontakt din behandler. Afprøvning, ordination og rekommandation om anvendelsen bør ske af medicinsk uddannet personale. For det bedste resultat følg brugsanvisningen. Rådfør dig med en sundhedsfaglig person ved anvendelse i kombination med andre medikamenter/hjælpemidler. Alvorlige hændelser skal rapporteres til NordiCare og den relevante myndighed.

NO Hvis det svir, gnager eller oppstår fargeendringer på huden, ta av produktet og kontakt din tilpasser. Anbefaling, foreskriving om bruk og testing bør utføres av medisinsk helsepersonell. For best resultat, følg bruksanvisningen. Rådfør deg med helsepersonell ved bruk av produktet i kombinasjon med andre hjelpemidler og legemidler. Alvorlige hendelser ska rapporteres til NordiCare og den kompetente myndigheten.

FI Jos iho kirvelee tai hieritty tai ihon väri muuttuu, riisu tuote ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen. Sovituksesta, määräämisestä ja käyttösuosituksista huolehtii tai niitä ohjaa terveydenhuollon ammattilainen. Parhaat tulokset saadaan noudattamalla käyttöohjeita. Kysy terveydenhuollon ammattilaiselta neuvoa tuotteen käyttämisestä yhdessä lääkkeiden/muiden apuvälineiden kanssa. Vakavista tapauksista on ilmoitettava NordiCarelle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

EN If a stinging sensation, rash or other changes in skin color occur, discontinue use and contact your doctor or other medically trained person. Only medically trained persons are to prescribe and recommend the use of the product. For best results, follow instructions for use. Use in combination with other medical products should be supervised by qualified medical practitioner. Serious incidents shall be reported to NordiCare and the competent authority.

Washing Instructions

SE Maskintvätt 40°C. Använd tvåttpåse. Använd ej blekmedel, klorin eller sköljmedel. Ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

DK Maskinvask 40°C. Benyt vaskepose. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel. Må ikke, renses, stryges eller komme i tørretumbler.

NO Maskinvask ved 40°C. Bruk vaskepose. Bruk ikke blekemiddel, ikke renseri. Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

FI Konepesu 40°C. Käytä pesupussia. Älä käytä valkaisuaineita. Ei kemiallista pesua. Ei saa siilittää. Ei rumpukuivausta

EN Machine wash at 40°C (106°F). Use washing bag. Do not bleach. Do not dry clean. Do not iron. Do not tumble dry.



Materials

Cotton 41%, Polyamide 25%, Polyester 13%, Elastane 12%, Lycra 9%. Latex free.

For more information please consult our product catalogue or visit www.nordicare.se. For further questions, contact your doctor, health practitioner or medical equivalent - or NordiCare: +46 42-35 22 20, info@nordicare.se.