

Alex – POST SURGICAL FACE BANDAGE

SE Ansiktsbandage i behagligt material med kardborreband. Lätt att justera genom att kardborren fäster över hela bandets längd. Universalstorlek. 7,5 cm brett.

DK Ansigts bandage i behageligt materiale med velcrobånd. Nemt at justere ved hjælp af velcro-fastgørelsen over hele båndets længde. Universal størrelse. 7,5 cm bred.

NO Ansiktsbandasje i behagelig materiale med borrelås. Enkelt å justere da borrelåsen kan festes over hele båndets lengde. Universalstørrelse. 7,5 cm bred.

FI Miellyttävästä materiaalista valmistettu kasvosidos tarranauhalla, joka helpottaa säätöä tarranauhalla koko

hinnan pituudelta. Universaali koko. Leveys 7,5 cm.

EN Facial bandage in comfortable material with velcro closure. Easy adjustable as the velcro attaches to the entire surface of the bandage. One size fits all. 7,5 cm wide.

DE Gesichtsbandage aus angenehmem Material mit Klettverschluss, welcher sich über die gesamte Länge einfach regulieren lässt. Universalgröße 7,5 cm breit.

ES Vendaje facial de material cómodo con correa de velcro que facilita su ajuste, ya que el velcro se sujeta a lo largo de toda la longitud de la correa. Talla universal de 7,5 cm de ancho.

Indications

SE Används som ett postoperativt fixeringsband efter ansiktskirurgi samt för kompression.

Kontraindikationer: Infektion.

DK Bruges som et postoperativt fikseringsbånd efter ansigtskirurgi og til komprimering.

Kontraindikationer: Infektion.

NO Brukes som et postoperativt fikseringsbånd etter ansiktskirurgi og for kompresjon.

Kontraindikasjoner: Infeksjon.

FI Käytetään postoperatiivisena kiinnitysnauhana kasvoleikkauksen jälkeen sekä tarvittaessa kompressiota. **Vasta-aiheet:** Infektio.

EN To be used as a postoperative fixation band after facial surgery and also for compression.

Contraindications: Infection.

DE Wird als postoperativer Fixiergurt nach Gesichtsoptionen und zur Kompression verwendet.

Kontraindikationen: Infektion.

ES Se utiliza como banda de fijación postoperatoria después de la cirugía facial y para facilitar la compresión.

Contraindicaciones: Infección.


For more information please consult our product catalogue or visit www.nordicare.se.

For further questions, contact your doctor, health practitioner or medical equivalent - or NordiCare: +46 42-35 22 20, info@nordicare.se.



NordiCare AB
Solrosvägen 1,
SE-263 62 Viken

Phone +46 42 35 22 20,
Fax +46 42 35 22 21
info@nordicare.se,
www.nordicare.se



2022-09-20



Alex

art no 51108

POST SURGICAL FACE BANDAGE

INSTRUCTIONS FOR USE

Alex – POST SURGICAL FACE BANDAGE

art no 51108



Application

SE 1. Placera bandet runt huvudet och spänn till önskad kompression med karborrbandet.

2. Använd de mindre banden för extra fixering, finns i två olika längder.

DK 1. Placer båndet rundt om hovedet og spænd til ønsket kompression med velcrobåndet.

2. Brug de mindre stropper til ekstra fiksering, fås i to forskellige længder.

NO 1. Plasser båndet rundt hodet og stram til ønsket kompresjon med borrelåsen.

2. Bruk de mindre stroppene for ekstra fiksering, de finnes i to forskjellige lengder.

FI 1. Aseta nauha pään ympärille ja kiristä taranauhalla haluttuun puristukseen.

2. Käytä pienempiä hihnoja lisäksi kiinnitykseen, saatavana kahdessa eri pituudessa.

EN 1. Place the bandage around the head and tighten to required compression using the velcro closure.

2. Use the smaller straps for extra fixation, available in two different lengths.

DE 1. Platzieren Sie das Band um den Kopf und ziehen Sie es mit dem Klettband bis zur gewünschten Kompression fest.

2. Verwenden Sie die kleineren Gurte zur zusätzlichen Fixierung, die in zwei verschiedenen Längen erhältlich sind.

ES 1. Coloque la correa alrededor de la cabeza y ajústela con la compresión deseada mediante la correa de velcro.

2. Utilice las correas más pequeñas para una mayor fijación, disponibles en dos longitudes diferentes.

Materials

Polyamide 77%, Elastane 13%, Cotton 10%. Latex Free.

Washing Instructions

SE Maskintvätt 60°C. Produkten håller längre vid tvätt i lägre temperaturer. Fäst karborrbanden. Använd tvättpåse. Använd ej blekmedel, ej kemtvätt. Stryk och torktumla ej.

DK Maskinvask 60°C. Produktet holder længere, når det vaskes ved lavere temperaturer. Luk alle velcrobånd. Benyt vaskepose. Benyt ikke blegemidler, ikke renses. Må ikke stryges eller tørretumbles.

NO Maskinvask ved 60°C. Produktet holder lengre ved vask på lavere temperaturer. Forsegl borrelåser. Bruk vaskepose. Bruk ikke blekemiddel, ikke renseri. Skal ikke strykes eller tørkes i tørketrommel.

FI Konepesu 60°C. Alhaisempi pesulämpötila pidentää tuotteen käyttöikä. Sulje taranauhat. Käytä pesupussia. Älä käytä valkaisuaineita. Ei kemiallista pesua. Ei saa silittää. Ei rumpukuivausta.

EN Machine wash at 60°C (140°F). The product will last longer if washed at a lower temperature. Seal the Velcros. Use washing bag. Do not bleach. Do not dry clean. Do not iron. Do not tumble dry.

DE Maschinenwaschbar bei 60°C. Die Lebensdauer des Produkts ist jedoch länger bei einer niedrigeren Waschttemperatur. Schließen Sie den Klettverschluss. Verwenden Sie einen Wäschesack. Verwenden Sie keine Bleichmittel, Chlor oder Klarspüler. Keine chemische Reinigung. Nicht bügeln und im Trockner trocknen.

ES Lavado a máquina a 60°C. El producto es más duradero si se lava a temperaturas más bajas. Fije la banda de velcro. Métala dentro de una bolsa de lavado. No utilice lejía ni la limpie en seco. No la planche ni utilice secadora.



Information and Care Instructions

SE Om det svider, skaver eller färgförändringar i huden uppstår, tag av produkten och kontakta utprovaren. Utprovning, förskrivning samt rekommendation om användning bör göras av eller under ledning av medicinskt utbildad person. För bästa resultat, följ användarinstruktionerna. Rådgör med medicinskt kunnig personal vid användning i kombination med andra läkemedel/hjälpmedel. Allvarliga tillbud skall rapporteras till NordiCare samt behörig myndighet.

DK Hvis det svider, gnaver eller giver farveændringer i huden, fjern produktet og kontakt din behandler. Afprøvning, ordination og rekommendation om anvendelsen bør ske af medicinsk uddannet personale. For det bedste resultat følg brugsanvisningen. Rådfør dig med en sundhedsfaglig person ved anvendelse i kombination med andre medikamenter/hjælpe midler. Alvorlige hændelser skal rapporteres til NordiCare og den relevante myndighed.

NO Hvis det svider, gnager eller oppstår fargeendringer på huden, ta av produktet og kontakt din tilpasser. Anbefaling, foreskriving om bruk og testing bør utføres av medisinsk helsepersonell. For best resultat, følg bruksanvisningen. Rådfør deg med helsepersonell ved bruk av produktet i kombinasjon med andre hjelpe midler og legemidler. Alvorlige hendelser ska rapporteres til NordiCare og den kompetente myndigheten.

FI Jos iho kirvelee tai hiertyy tai ihon väri muuttuu, riisu tuote ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen. Sovituksesta, määräämisestä ja käyttösuosituksista huolehtii tai niitä ohjaa terveydenhuollon ammattilainen. Parhaat tulokset saadaan noudattamalla käyttöohjeita. Kysy terveydenhuollon ammattilaiselta neuvoa tuotteen käyttämisestä yhdessä lääkkeiden/muiden apuvälineiden kanssa. Vakavista tapauksista on ilmoitettava NordiCarelle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

EN If a stinging sensation, rash or other changes in skin color occur, discontinue use and contact your doctor or other medically trained person. Only medically trained persons are to prescribe and recommend the use of the product. For best results, follow instructions for use. Use in combination with other medical products should be supervised by qualified medical practitioner. Serious incidents shall be reported to NordiCare and the competent authority.

DE Bei Schmerzen, Scheuern oder Hautverfärbungen, entfernen Sie das Produkt und wenden Sie sich an Ihr medizinisches Fachpersonal. Anprobe und Anwendungsempfehlungen sollten von oder unter Anleitung von medizinisch qualifiziertem Fachpersonal erfolgen. Für ein bestmögliches Resultat befolgen Sie stets die Gebrauchsanweisung. Wenden Sie sich an medizinisch qualifiziertes Fachpersonal, wenn Sie das Produkt in Kombination mit anderen Arzneimitteln/Hilfsmitteln anwenden möchten. Ernsthaftige Komplikationen müssen NordiCare und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

ES Si le escuece o roza, o si se producen cambios de color en la piel, quítese el producto y contacte con quien se los vendió. Las pruebas, la prescripción y la recomendación sobre el uso las debe realizar una persona con formación médica o bajo su supervisión. Para un resultado óptimo, siga las instrucciones de uso. Consulte al personal médico cualificado en caso de que la vaya a utilizar de manera conjunta con otros medicamentos/instrumentos. Incidentes graves se informarán a NordiCare y a la autoridad competente.