

ComfortSling - Armslynge

ART.NO 20111

ComfortSling er en armslynge til anvendelse ved kortvarig behandling. Med sit elastiske, bløde materiale passer den de fleste størrelser og erstatter de traditionelle armslyngers mange modeller og størrelser. Det bløde skulderbånd er fleksibelt og reducerer almindeligt forekommende tryk over nakken, hvilket dermed øger komforten for anvendelse. Materialet er elastisk og former sig efter armens længde fra albue til håndled. Et blødt tommelfingerbånd holder slyngen på plads og sørger for, at armen holdes i den rigtige position.

ComfortSling leveres i pakker med 12 stk.

Størrelse: Universal, passer til både venstre og højre arm.

Indikationer: For aflastning af skulder/arm ved akutte skader/traumer. Kontraindikationer - Ingen kendte.

Måltagning: Placer armen i slyngen og sørg for, at tommelfingerbåndet holder i tommelfingregrebet som billedet viser. Træk skulderbåndet over ryggen og bestem den ønskede længde ved at knappe båndet i den røde knap i det ønskede knappehul. Sørg for at båndet er fastgjort ordentligt i knappen. Man kan vælge at fæstne båndet på knappens inder- eller yderside. Båndet kan klippes af til den ønskede længde.

Materiale: 88 % Polyester, 12 % Elastan. Latexfri.

Vaskeråd: Vask i vand kan ikke anbefales. Pletter tørres af med en blød, fugtig klud eller vaskes forsigtigt i hånden i lunkent vand.

Størrelse	Farve	Art.no
Universal	Hvid	20111-09-50



Fits both
Adult & Child

