

DuoPlus - Fikseret mitella

ART.NO 20113

Fikseret mitella DuoPlus er en todelt immobiliseringsortose, som aflaster skulderleddet med formindsket belastning af nakken. To bånd, der krydses over ryggen, fordeler vægten over begge skuldre. Et løst bredt bånd kan fikse armen mod mellemgulvet. Alle bånd lukkes med velcro. Lommens og båndenes inderside er af frottémateriale. Passer både til venstre og højre arm.

Indikationer: For aflastning af skuldre/arm ved akutte skader/trauma hvor man ønsker fiksering af arm mod mellemgulv og vil undgå unødigt belastning af nakken.

Materiale: Polyester 71%, Polyuretan 16%, Polyamid 8%, Bomuld 5%. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Luk velcrobånd ved vask. Benyt gerne vaskepose.

Måltagning:

1. Længde underarm: Albue til fingerspids i cm.

2. Torso + overarm: Mål rundt den formodede placerign omkring torso og den ene arm.

Størrelse	1. Længde underarm cm	2. Torso + overarm cm	Art.no
S	35-40	60-80	20113-06-40
M	39-44	80-95	20113-06-50
L	43-48	95-115	20113-06-60
XL	47-54	115-145	20113-06-70



MD Class I CE