

AbduPlus 30° - Abduktionsortose

ART.NO 20115

Abduktionsortose med pude der holder armen/skulderen immobiliseret i 30° abduktion. Puden er anatomisk udformet for at passe over hoften og lukkes med velcro-bånd rundt om taljen. Armslyngen fæstnes med velcro på puden, og slyngens højde kan justeres. Ekstra polstring på skulderbåndet for bedre komfort. Passer både til venstre og højre arm.

Indikationer: For aflastning af skuldre/arm ved akutte skader/trauma. Postoperativt fx ved rekonstruktionskirurgi af rotator cuff eller skulderkapsel, skulderprotese, caput humeri fraktur eller artroskopi.

Materiale: Polyamid. Polyuretanskum. Bomuld. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Luk velcrobånd ved vask. Benyt gerne vaskepose.

Bestilles separat: Pude +15° for 45° abduktion, art. nr. 20117.

Måltagning: Albue til fingerspids i cm.

Størrelse	Farve	Art.no
Universal	Grå/blå	20115-06-00

