

# AbduSling - Abduktionsortose

ART.NO 20116

Abduktionsortose med pude som holder arm/ skulder immobiliseret i 15° abduktion. Puden er formet til, at passe mod hoften og fikseres med velcrobånd omkring taljen. Armslyngen fastgøres med velcro på puden og armslyngens højde er justerbar. Ekstra polstring på skulderrem til øget komfort. Velegnet til både venstre og højre arm.

**Indikationer:** Til aflastning af skulder/arm ved akut skade/traume, såvel ved post-operativ behandling af skulderskader.

**Materialer:** 2% Polyamid, 26% Polyurethan skum, 2% Bomuld, 70% Polyester. Latexfri.

**Vask:** Maskinvask 40 °. Fæstn velcrobånd ved vask. Anvend gerne en vaskepose. Brug ikke blegemiddel. Ikke rensning. Må ikke stryges eller tørretumbles.

**Ekstra pude:** Ekstra kilepude for øget abduktion + 15 °, art.no: 20117-06-15, bestilles separat.

**Opmåling:** Albue til fingerspidserne i cm.

Størrelse	Længde underarm cm	Farve	Art.no
S/M	35-44	Grå/ orange	20116-06-40
L/XL	43-55		20116-06-60



Hoffebæltet kan fastgøres i slyngen til yderligere stabilitet af armen.



MD Class I CE