

# QuickSling - Armslynge

ART.NO 20118

QuickSling er en polstret armslynge der anvendes til at immobilisere skadede skuldre, albuer og håndled. Slingen er let at anvende. Ønskede længde klippes til, for at passe hver enkelt patient. Materialet er ikke-elastisk og holder sin form og bredde i hele anvendingsstiden. Justeres enkelt med velcro i Y-form, som fastgøres direkte mod slyngen.

QuickSling leveres i en praktisk papir bakke der indeholder to ruller 5,5cm x 12m loop stropper samt to poser velcro klæber af 14 stk. Rækker til 14 stk. dobbelte slynger.

**Indikationer:** For aflastning af skulder/arm ved akutte skader/trauma.

**Materiale:** 53% Polyuretan, 38% Polyester, 9% Nylon. Latexfri.

**Vaskeråd:** Maskinvask 40°. Luk velcrobånd ved vask og benyt gerne vaskepose.

Størrelse	Farve	Art.no
Universal	Sort	20118-00-50



Anvendes som dobbelt slynge.

