

DuoTrain - Fikseret mitella

ART.NO 20119

Fikseret mitellae DuoTrain giver komfortabel støtte og aflastning ved smerterelaterede skulder problemer. Ekstra stærke velcrolukninger, slitage plader, tillader DuoTrains låsemekanismer, at blive åbnet og lukket mange gange, derfor anbefales fixeret mitellae især ved træning. Skulder stropper er justerbar lodret og sidelæns langs selve mitella og fastgøres med velcro. Justerbart immobiliseringsbånd rundt om kroppen. Slingen og skulder stroppens inderside er i frotté materiale. Passer til både højre og venstre arm.

Indikationer: For aflastning/immobilisering/fiksering af skulder/arm. Ved traume, akut eller postoperativ behandling. **Kontraindikationer:** For patienter med sinus caroticus syndrom bør tryk fra ortosen i sinus carotis-området undgås.

Materiale: Material: 53% Polyuretan, 38% Polyester, 9% Nylon. Latexfri

Vaske: Luk velcro bånd inden vask, maskine vask ved 40°C. Brug gerne en vaskepose.

Mål: Albue til fingerspidser i cm.

Størrelse	Længde underarm cm	Art.no
Small	35-41	20119-06-40
Medium	40-44	20119-06-50
Large	43-49	20119-06-60
X Large	48-55	20119-06-70

Størrelse:

Small passer til børn / meget lille voksen.

Medium passer lille voksen

Large passer til voksen.

X Large passer høj / stor voksen.



1. Fastgør slitage plader i ønskede position.

2. Immobiliseringsbåndet kan enkelt justeres i længden med D-rings lukningen.



MD Class I CE