

# SmartCuff - Fikseret mitella

ART.NO 20120


SmartCuff giver komfortabel støtte og aflastning/ immobilisering af skulder og arm ved post-op/akutte skader/traumer når det er ekstra vigtigt, at patienten deltager aktivt i genoptræning gennem øvelser. SmartCuff muliggør træning med armen i en hængende position. Giver mulighed for en svag rotation, men ikke løft udad. SmartCuff fås i sort.

**Indikationer:** Anvendes til lindring/immobilisering af skulder/ arm ved post-op/akutte skader/traumer, hvor der kræves en skulder lås, der tillader gentagen åbning/ lukning f.eks. under træning.

**Materiale:** Polyamide 60%, Polyurethane 30%, Bomuld 6%, Polyester 3%, Elastan 1%.  
Interiør materialer pude: Polyurethane 100%. Latexfri.

**Vaskeanvisning:** Luk velcro bånd inden vask, maskine vask ved 40°, kan vaskes ved 60° når det er nødvendigt. Brug gerne en vaskepose.

**Mål:** Mål omkredsen under brystet (cm).

Størrelse	Mål omkredsen under brystet (cm)	Art.no	
Small/Medium	65 - 100	20120-00-40	
Large/X-Large	100 - 140	20120-00-60	



Løsne håndledsremmen og armen vil være fri til træning.



MD Class I CE