

# Shoulder ABDuction Pillow 15° - Abduktionsortose

ART.NO 20130


Abduktionsortose med pude, der holder armen/skulderen immobiliseret i 15° abduktion. Det aflastende 3-punktssystem er nemt at påføre og trykker ikke på halsen. Længden på stropperne kan nemt justeres ved at klippe dem og flytte Velcrolukningen. Den bløde armpose kan åbnes hurtigt for armmobilisering eller personlig hygiejne uden at skulle fjerne stropper eller pude. Passer til både venstre og højre arm. En ekstra hygiejnestrop til armhulen er inkluderet i hvert sæt.

**Indikationer:** Giver støtte og immobilisering efter rotator cuff kirurgi, ledkapsel kirurgi, Bankart kirurgi, generel skulder ustabilitet.

**Kontraindikationer:** Ingen kendte.

**Material:** Polyester, Nylon, PU Foam. Latexfri.

**Vaskeanvisning:** Maskinvask 40°C. Luk alle velcrobånd. Benyt vaskepose. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel. Må ikke renses, stryges eller komme i tørretumbler.

Størrelse	Længde underarm cm	Art.nr.	
S	34-38	20130-00-40	
M	37-43	20130-00-50	
L	42-48	20130-00-60	
XL	48+	20130-00-70	

