

# Axel - Skulderortose

ART.NO 20200

Axel skulderortose aflaster effektivt skulder-leddet uden at belaste nakke/skulderparti. Bøjlen flytter belastningen fra muskel/nervevæv til thorax/skelet. Axel er let at anvende og justerer. To størrelser dækker thorax omfang fra 65-120 cm. Patienten kan let tage ortosen af og på med en hånd. Passer både til højre og venstre skulder. Kan anvendes alene eller i kombination med anden armslynge. Axel anvendes for at aflaste skulderen ved akutte skader eller ved langvarig smerteproblemer i skulderen.

Universal venstre og højre.

**Indikationer:** For aflastning af skulder ved akutte skader/trauer/stroke/langvarig smerteproblem i skulderen. Anvendes endda pre/postoperativt. Passende ved skulderproblematik hvis man ønsker at aflaste nakke/skulderparti f.eks. reumatoid artrit, whiplashskader.

**Materiale:** Bøjle 100% ABS plast, polstring 100% polyeten. Bånd/slynge 100% polyester.

**Vaskeråd:** Rengøres med blød fugtig klud og mildt vaskemiddel.

**Måltagning:** Omfangsmål thorax under armhulen.

Størrelse	Omkreds thorax cm	Art.no
S-M	65-100	20200-00-40
L-XL	90-120	20200-00-60



AxelT kan kombineres med andre armslynger.