

Elbo 2.0 - Albueortose

ART.NO 20205

Elbo 2.0 anvendes til postoperativ eller post-traumatisk stabilisering af arm og albue for at sikre et kontrolleret bevægelsesområde eller immobilisering. Stop i fleksionsretningen kan indstilles til 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105° og 120°, og stop i ekstensionsretningen kan indstilles til 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75° og 90°. Over- og underarmsskinnens længde justeres ved hjælp af ortosens teleskopmekanisme. Ortosens længde kan justeres mellem 37 og 46 cm. Ved behov for ekstra aflastning anvendes skulderremmen. Elbo 2.0 er behagelig at have på og sidder sikkert mod armen uden at glide.

Indikationer: Stabile brud på albue, distal humerus, radius og proximal ulna. Immobilisering efter operation på grund af reparation af sener og ledbånd. Anvendes til rehabilitering efter konservative og kirurgiske behandlinger af albuebrud. Albueluksation og sublaksation. Kroniske albueskader. Albuehyperekstension. Posttraumebehandling.

Kontraindikationer: Ingen kendte.

Materiale: Teleskopelement er lavet af let aluminiumslegering. Polycarbonat hængsel. Termoplastiske elementer med længdejusterbare stropper. Termoforment pude lavet af dobbeltlags MTP. Latexfri.

Vaskeanvisninger: Håndvask de polstrede dele i lunkent vand med mild sæbe; skyl grundigt. Lad tørre væk fra varmekilder. Vask plastikdelene med en svamp dyppet i lunkent vand med mild sæbe. Tør med en klud. Brug ikke blegemiddel. Må ikke renses. Må ikke stryges. Ikke tørretumbles.

Tilbehør: Håndtag til neutral position.
Elbo 2.0, Telescopic Hand support, bestilles separat.
- Venstre art.no.: 20205-15-50
- Højre art.no.: 20205-25-50

| Størrelse | Sida | Art.no |
|-----------|---------|-------------|
| Universal | Venstre | 20205-10-50 |
| Universal | Højre | 20205-20-50 |



Skinnernes længde og leddenes bevægelighed kan justeres og tilpasses individuelt til hver enkelt patient.



Håndtag til neutral position, kan bestilles separat.

| Ortosens længde fra ledcentrum | |
|--------------------------------|------------|
| Underarm | 19 - 26 cm |
| Overarm | 18 - 21 cm |



MD Class I CE