

HumerusStabil - Frakturortose

ART.NO 20210

Præfabrikeret frakturortose designet til at kontrollere humerus-segment gennem kompression af bløddelene. Ortosen er lavet i røntgengennemsigtigt materiale og er let at justere. Blød polstring i kombination med perforering giver god komfort ved anvendelse. Humerus Stabil går op over skulderen, hvilket modvirker rotation af ortosen og gør, at ortosen bedre sidder på plads. Ortosen er todelt for nemt at opnå god kompression og pasform. Giver fuld bevægelighed i albuen. To bomuldsstrømper samt en armslynge medfølger.

Universal venstre og højre.

Indikationer: Behandling af diaphyseal fraktur af humerus. **Kontraindikationer:** massiv bløddelsskade, dårlig compliance, uacceptabel frakturtilstand.

Materiale: Polyeten (LDPE) 65%, Nylon 13%, Polyetenskum 10%, Bomuldssock 10%, Forniklet stål 2%. Latexfri.

Vaskeanvisninger: Håndvask med mild sæbe. Bomuldsstrømpen vaskes i maskine 40°C.

Måltagning: Omkredsen målt rundt om overarmen proksimalt og distalt.

Størrelse	Omkreds distalt cm	Omkreds proksimalt cm	Art.no
XS	13-18	18-23	20210-09-30
S	18-23	23-28	20210-09-40
M	23-28	28-33	20210-09-50
L	28-33	33-38	20210-09-60
XL	33-38	38-43	20210-09-70
2XL	38-43	43-48	20210-09-80



MD Class I CE