

HumerusComfort Extend - Frakturortose

ART.NO 20224

HumerusComfort Extend er en stabil frakturortose designet og udviklet efter de biomekaniske krav, som Sarmiento-princippet opfylder til at kontrollere humerus-segmenter ved kompression af blødt væv. Lindrer smerte og giver bevægelsesfrihed i både skulder- og albueled. Dermed mindskes risikoen for stive led og muskelatrofi i behandlingstiden. Ortosen er komfortabel og tryk og har brede bånd samt støbte plader til glat kompression som omslutter skulderleddet. Den tekstile skulderdel gør, at ortosen sidder bekvemt og sikkert på plads. De integrerede formstøbte plader danner en cylindrisk form, der let kan tages ud og forkortes eller omformes. Tekstilens luftspalter bidrager til trykfordeling. Passer både til højre og venstre arm. Produktet er røntgenpermeabelt.

Indikationer: Ikke operativ behandling af lukket skaffraktur på humerus. Postoperativ behandling af åbne skaffrakture på humerus.

Kontraindikationer: Massiv skade på blødt væv, manglende efterlevelse af retningslinjer, uacceptabel stilling af fraktur.

Materiale: Ventilrende tekstilt distancemateriale der føles køligt på huden og tillader den at ånde. Polyester 44%, Polyamid 36%, Polyurethan 17%, Bomuld 2%, Elastomer 1%. Latexfri.

Vaskeanvisning: Maskinvask 40°C. Luk alle velcrobånd inden vask. Benyt vaskepose. Anvend ikke blegemiddel eller skyllemiddel. Må ikke stryges eller tørretumbles.

Måltagning:

1. Omkredsen målt rundt om overarmen proksimalt øverst ved armhulen.
2. Ønsket længde fra acromion. Valg af størrelse afhænger både af overarmens omkreds og længde samt frakturens placering.

Tilbehør:

-Axilla Kit HC, sort, art.no 20219

Bestilles særskilt, om nødvendigt til individuel tilpasning eller når det er nødvendigt for ekstra indre plade til hygiejne/vask.



MD Class I CE

Størrelse	1. Omkreds	2. Længde	Art. no.
S	17-23 cm	32,5 cm	20224-00-40
M	23-32 cm	34,5 cm	20224-00-50
L	32-41 cm	36,5 cm	20224-00-60
XL	41-50 cm	38,5 cm	20224-00-70



Størrelse	Længde	Art.no. Axilla Kit HC:
S	12 cm	20219-00-40
M	14 cm	20219-00-50
L	16 cm	20219-00-60
XL	18 cm	20219-00-70



Reg. design by OHIM: 006260816-0001