

# HumerusComfort Collum - Armslynge

ART.NO 20225

HumerusComfort Collum er en armslynge, der fikserer og aflaster skulderleddet. Skulderleddet positioneres i hvilestilling for optimal frakturheling og smertelindring.

**Indikationer:** Ikke-operativ behandling af proksimal humerusfraktur. Abduktion 30 °, elevation 0-40 °, indadrotation 0-20 °.

**Materiale:** 45% Polyurethan skum, 30% Polyamid, 15% Polyester, 10% Bomuld. Latexfri.

**Vaskeråd:** Maskinvask 40°C. Luk eller fjern alle velcrobånd inden vask. Benyt vaskepose. Benyt ikke blegemidler skyllemiddel, da det kan forringe materialet. Produktet må ikke, renses, stryges eller komme i tørretumbler.

**Størrelse:** Universal størrelse. Produktet leveres monteret til højre eller venstre arm.



Positionere bekvemt og enkelt arm/aksel i aflastende leje og giver smertelindring.



Størrelse	Art.no.
Universal venstre	20225-10-50
Universal højre	20225-20-50


## Stillinger til maksimal lindring af skulderleddet:



Abduktion 30 grader.



Elevation 40 grader.



Indadrotation 20 grader.