

## Designet til en aktiv livsstil

**ActiveFlow™** er en helt ny brystprotese med lav vægt, der holder huden kølig og tør, og følger kroppens bevægelser. Det er perfekt til brug i forskellige sportsgrene eller som dagligdags protese. ActiveFlow™ fungerer også som en bade eller svømme da den er hurtig tørtrende og ligger godt i badedragten. Den har også et blødt formet tekstilbetræk i formsyet såkaldt distanstekstil. Materialet er luftigt og absorberer ikke fugtighed. Granulatfyldning gør at protesen former sig naturligt, når du bevæger dig.



### Hurtigtørrende

Hurtigtørrende materiale.  
Vandtætte letvægts perler.

### Kan ånde

Tekstilt distansmateriale.

### Naturlig profil


Følger kroppens bevægelser.

### Vandtæt satin pose

Perfekt til den våde badedragt eller fugtige protese.

### Til dig med en aktiv livsstil

ActiveFlow™ er ideel til en sports-bh.



### ActiveFlow™ art nr 30630-08

Formsyet aktivitetsprotese i luftigt distanstekstil med skumlag for øget støtte og support. Fyldt med letvægts hurtigtørrende granulat, der ikke absorberer vand. Symmetrisk triangelform.

**Str:** 03 – 14

**Art nr:** 30630-08xx  
(xx= str 03-14)

**Materiale:** 100 % polyester. Latex-fri.

**Vaskeanvisning:** Håndvask i lunkent vand.  
Plan tørres.

