

# Mirabelle - Postoperativ BH

ART.NO 31144, 31145

Stabil sømløs postoperativ BH i super blødt materiale med integreret kompression i forskellige zoner. Designet til brug i rehabilitering efter en brystoperation og/eller strålebehandling, når kompression og lettelse ønskes for god helingsproces for, at mindske risikoen for seroma og såråbning. Fås også i ekstra store størrelser "Mirabelle Queen" - de samme fordele som Mirabelle men designet i ekstra høj/bred model.

- Målt op kompression tilsvarende kompressionsklasse 1.
- Oplukkelig midt på forsiden med kroge, justerbar i to trin.
- Brede, åbning- og justerbare stropper foran med kroglukning, justerbar i flere trin.
- Dobbeltlagt materiale i skålen, lomme til vat/protese.
- Blød, bred sømløs kant under brysterne,.

**Indikationer:** Postoperativ BH med målt op kompression tilsvarende kompressionsklasse 1. Beregnet bruges til forskellige typer af brystoperationer.

**Kontraindikationer:** Infektion. Arterielle kredsløbsforstyrrelser. Høj risiko for trombose.

**Materiale:** Mirabelle: 82% polyamid, 9% polyester, 9% elastan. Latexfri. Mirabelle Queen: 88% polyamid, 6% polyester, 6% elastan. Latexfri.

**Vaskeråd:** Maskinvaskes ved 60 °C. 40 °C anbefales, da det giver den bedste farveholdbarhed. Kan tørretumbles ved lav varme. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel. Må ikke stryges. Brug gerne vaskepose.


Størrelse	Art.no Mirabelle hvid	Art.no Mirabelle sort
S	31144-09-40	31144-00-40
M	31144-09-50	31144-00-50
L	31144-09-60	31144-00-60
XL	31144-09-70	31144-00-70
2XL	31144-09-80	31144-00-80

Størrelse	Art.no Mirabelle Queen, hvid
3XL	31145-09-90
4XL	31145-09-91

## Størrelsesvejledning:

cm	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135
AA														
A	S													
B														
C			M	L			XL	2XL						
D											3XL	4XL		
E														
F														
G														

S-2XL: MIRABELLE                      3XL-4XL: MIRABELLE QUEEN



**Bryderryg og brede sider. Helt åben for nem anvendelse, både foran og i skulderstropper. Queen fås kun i hvid.**



Compression class 1



Seamless



4-way stretch



STANDARD 100

6234-7001 DTI

www.oeko-tex.com



Class I

