

Klara - Kompressions-BH

ART.NO 31148

Stabil sømløs kompressions-BH i dobbeltlagt materiale med høj kompressionsgrad. Designet til at blive brugt under genoptræning efter brystoperation eller strålebehandling, hvor der er behov for kraftig kompression, og ved behandling af lymfædem. Fuldt oplukkelig foran og stropper, der er nemme at anvende direkte efter operationen/under helingsprocessen.

- Kompressionsgrad 1 - Høj.
- Oplukkelig midt på forsiden med kroge, justerbar i tre trin.
- Brede og justerbare stropper foran med kroglukning, justerbar i flere trin.
- Dobbeltlagt materiale i skålen, lomme til vat/protese.
- Blød, bred sømløs kant under brysterne, føles behagelig mod eventuelle sår og arvæv.
- Ekstra høj udskæring i armhulen, på ryggen og midt på forsiden.

Indikationer: Kompressions-BH til brug, når der ønskes høj kompression. Til kvinder, der har gennemgået forskellige slags brystoperationer såsom mastektomi, samt ved behandling af lymfædem.

Materiale: 83% polyamid, 11 % elastan, 6% polyester. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvaskes ved 60 °C. 40 °C anbefales, da det giver den bedste farveholdbarhed. Kan tørretumbles ved lav varme. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel. Må ikke stryges. Brug gerne vaskepose.

Model	Størrelse	Art.no
Klara hvid	S	31148-09-40
Klara hvid	M	31148-09-50
Klara hvid	L	31148-09-60
Klara hvid	XL	31148-09-70
Klara hvid	2XL	31148-09-80

Størrelsesvejledning:

	cm	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
Skålstørrelse	AA											
	A		S		M		L		XL		2XL	
	B											
	C											
	D											
	E											



Bredere i ryggen og høj midt på forsiden. Fuldt oplukkelig foran, hvilket giver nem anvendelse med kroglukning. Justerbare stropper med flere trin.

