

Klara - Kompressions-BH

ART.NO 31148

Klara er en stabil sømløs BH i dobbeltlagt materiale med kompression tilsvarende kompressionsklasse 2. Beregnet til brug efter forskellige typer brystkirurgi såsom brystreduktion, mastektomi, lumpektomi. Egnede til behandling af lymfødem på brystet. Blødt materiale mod hud, der er strålebehandlet. Bred i ryggen og høj midt på forsiden. Fuldt oplukkelig foran, hvilket giver nem anvendelse med kroglukning. Justerbare skulderstropper, som kan åbnes helt.

- Kompression tilsvarende kompressionsklasse 2.
- Oplukkelig midt på forsiden med kroge, justerbar i tre trin.
- Brede og justerbare stropper foran med kroglukning, justerbar i flere trin.
- Dobbeltlagt materiale i skålen, lomme til vat/protese.
- Blød, bred sømløs kant under brysterne, føles behagelig mod eventuelle sår og arvæv.
- Ekstra høj udskæring i armhulen, på ryggen og midt på forsiden.

Indikationer: Postoperativ BH med kompression tilsvarende kompressionsklasse 2. Beregnet bruges til forskellige typer af brystoperationer. Lymfødem i thorax.

Kontraindikationer: Infektion. Arterielle kredsløbsforstyrrelser. Høj risiko for trombose.

Materiale: 83% polyamid, 11 % elastan, 6% polyester. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvaskes ved 60°C. 40°C anbefales, da det giver den bedste holdbarhed. Luk alle hæfter før vask. Brug gerne vaskepose. Kan tørretumbles ved lav varme. Må ikke stryges. Lægges i blød eller vaskes i koldt vand i tilfælde af blodpletter. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, da det kan forringe materialet.

Model	Størrelse	Art.no
Klara hvid	S	31148-09-40
Klara hvid	M	31148-09-50
Klara hvid	L	31148-09-60
Klara hvid	XL	31148-09-70
Klara hvid	2XL	31148-09-80

Størrelsesvejledning:

	cm	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
Skålstørrelse	AA											
	A			S	M	L	XL	2XL				
	B											
	C											
	D											
E												



Fuldt oplukkelig foran og stropper, der er nemme at anvende direkte efter operationen/under helingsprocessen.

