

# Holger - Håndledsortose

ART.NO 40215

Elastisk håndledsortose, der giver behagelig støtte og lindring af CMC-led i håndled og tommelfinger. Holger er lavet af Oeko-tex-certificeret AirX-materiale, der giver god kompression og er behagelig at have på. Materialet er åndbart, hudvenligt og tørrer hurtigt efter vask. Holger er let at justere og let at tage på og tage af også selv med svage hænder. Vedhæftet med velcro. Volar aluminiumskinnen kan let fjernes og formes.

## Indikationer:

Instabilitet i CMC led. Artros, artrit, overbelastningsskader. Også velegnet til behandling af karpaltunnelsyndrom eller ved immobilisering efter gipsbehandling.

## Størrelse:

XS-XL, højre og venstre.

## Materiale:

75% Polyester, 10% Aluminium, 5% Polyurethane, 5% Elastane, 5% Nylon.


## Vaskeråd:

40° maskinvask. Brug vaskepose. Tørres plant. Fastgør velcro stropperne og fjern skinnen inden vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, da det kan forringe materialet. Ikke rens. Må ikke stryges eller tørretumbles.

## Måltagning:

Håndledsmål i cm.

Størrelse	Omkreds cm	Art.no Venstre	Art.no Højre
X-Small	11,5-13,5	40215-10-30	40215-20-30
Small	14-15,5	40215-10-40	40215-20-40
Medium	16-19,5	40215-10-50	40215-20-50
Large	20-22	40215-10-60	40215-20-60
X-Large	22,5-24	40215-10-70	40215-20-70




## Brugerinstruktion:

1. Sæt på som en handske.
2. Fastgør velcro-stropperne.