

Kvick - Håndledsortose

ART.NO 40300

Stabil og bekvem håndledsortose som er enkel at tage af og på. Lukningen der kan trækkes med en hånd giver en jævn kompression og gør ortosen enkel at justere og tage af og på med en hånd. Forsegles med et bredt velcrobånd som også giver ekstra stabilitet rundt om håndleddet. Kvick er fremstillet i stabilt imiteret ruskind, materialet er perforeret og polstret for god komfort og funktion – blød og skøn mod huden. Ortosen har en stabil formet 25 mm bred volar aluminiumskinne, samt en 15 mm dorsal skinne.

Indikationer: Instabilitet i CMC led. Artros, artrit, overbelastningsskader. Også velegnet til behandling af carpaltunnel-syndrom eller ved immobilisering efter gipsbehandling.

Materiale: PU Foam 50%. Polyester 20%, Akryl 15%, Nylon 15%. Skinner i aluminium.

Vaskeråd: Håndvask anbefales, men produktet kan også vaskes i maskine, hvis det er nødvendigt. 30° maskinvask. Brug vaskepose. Tørres plant. Fastgør velcro stropperne og fjern skinnen inden vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, da det kan forringe materialet. Ikke rens. Må ikke stryges eller tørretumbles.

Måltagning: Håndledsmål i cm.

Størrelse	Håndledsmål cm	Art.no Venstre	Art.no Høyre
Small	13-15	40300-10-40	40300-20-40
Medium	15-18	40300-10-50	40300-20-50
Large	18-20	40300-10-60	40300-20-60
X Large	20-23	40300-10-70	40300-20-70

