

D-Ring Wrist Brace - Håndledsortose

ART.NO 40310, 40312

Stabil håndledsortose, der er nem at tage på. Lukkes med velcro, der giver stabilitet omkring håndleddet og jævn kompression. Ortosen har en aftagelig volar aluminiumsskinne, der kan formes. To dorsale plastskinner giver ekstra stabilitet. Fås i kort og lang model.

- Indikationer:**
- Støtter ved betændelsestilstande, vævsskader og overbelastningsskader.
 - Hjælper til at forhindre yderligere traume forårsaget af gentagen belastning.
 - Sekundær pleje efter frakturbehandling
- Kontraindikationer:**
- Alvorlige forstuvninger.
 - Umiddelbart efter brud.

Material: Nylon, Polyester, Bomull, Spandex, Aluminium.

Vaskeanvisning: Håndvask anbefales, men produktet kan maskinvaskes ved 40°C hvis nødvendigt. Brug vaskepose. Tørres fladt. Fastgør velcroremmene og fjern skinnen før vask. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel, da dette kan forringe materialets funktion. Ingen renseri. Må ikke stryges eller tørretumbles.

Mål: Håndledsmål i cm.

D-ring Wrist Brace				
Størrelse	Håndledds-mål i cm	Lengde cm	Art.no Venstre	Art.no Højre
S	13-16	20	40310-10-40	40310-20-40
M	16-18	20	40310-10-50	40310-20-50
L	18-20	20	40310-10-60	40310-20-60
XL	20-23	20	40310-10-70	40310-20-70

LongD-ring Wrist Brace				
Størrelse	Håndledds-mål i cm	Lengde cm	Art.no Venstre	Art.no Højre
S	13-16	26	40312-10-40	40312-20-40
M	16-18	26	40312-10-50	40312-20-50
L	18-20	26	40312-10-60	40312-20-60
XL	20-23	26	40312-10-70	40312-20-70



Kort model, 40310. Lukkes med tre velcrostropper.



Lang model, 40312. Lukkes med fire velcrostropper.



MD Class I CE