

# Wrist Embrace - Håndledsortose

ART.NO 40320


Stabil håndledsortose, der er nem at tage af og på. Ortosen lukkes ved hjælp af tre velcrostrøpper, der omgiver håndledet og giver støtte. Forbøjet, formbar og aftagelig volar aluminiumsskinne samt to dorsale plastskiner giver ekstra stabilitet.

- Indikationer:**
- Støtter ved betændelsestilstande, vævs- og overbelastningsskader.
  - Hjælper til at forhindre yderligere traume forårsaget af gentagne aktiviteter.
  - Sekundær pleje efter behandling af fraktur.
  - Gigtssygdomme med kronisk ustabilitet.
- Kontraindikationer:**
- Alvorlige forstuvninger.
  - Umiddelbart efter brud.

**Material:** Polyester, Spandex, Polyamid, Nylon, Aluminium.

**Vaskeanvisning:** Håndvask anbefales, men produktet kan maskinvaskes ved 40°C hvis nødvendigt. Brug vaskepose. Tørres fladt. Fastgør velcroremmene og fjern skinnen før vask. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel, da dette kan forringe materialets funktion. Ingen renseri. Må ikke stryges eller tørretumbles.

**Mål:** Håndledsmål i cm.

Størrelse	Håndledsmål i cm	Længde cm	Art.no Venstre	Art.no Høyre	
S	13-16	20	40320-10-40	40320-20-40	
M	16-18	20	40320-10-50	40320-20-50	
L	18-20	20	40320-10-60	40320-20-60	
XL	20-23	20	40320-10-70	40320-20-70	



MD Class I CE