

Tor - Brokbukse herr

ART.NO 50256

Tor er et par slidstærke brokbukser i herremodel. Anvendes ved konservativ behandling af let eller moderat pungbrok. Også velegnet efter operation med henblik på hurtigere mobilisering, smertelindring og forebyggelse af eventuelle tilbagefald.

Bukserne har forskellige kompressionszoner og er fremstillet i et strikmateriale med kraftig kompression over bækkenet, mens de er blødere omkring taljen for at give maksimal støtte, hvor der er behov for det uden at forårsage et ubehageligt tryk mod maven. Designet til at give optimal plads til pungen. Yderst velegnede i tilfælde af pungbrok, idet bukserne både løfter og støtter. Bæres i stedet for almindelige underbukser.

Indikationer:

Ved konservativ behandling af let/moderat pungbrok samt efter operation for at støtte det opererede område samt give smertelindring. Kan også anvendes efter maveoperationer/ fedtsugninger i stedet for brokbind. Kontraindikation: Indeklemt lyskebrok.

Farve:

Nøddebrune

Mål:


Hoftemål i cm. Højden måles fra skambenet og op.

Materiale:

Polyamid 63%, Bomuld 22%, Gummi 15%.

Vaskeanvisning:

Maskinvask 40°. Benyt vaskepose. Kan stryges ved lav varme. Benyt ikke blegemidler, ikke renses. Må ikke tørretumbles.



Størrelse	A	B
02	18	76-80
03	18	81-85
04	18	86-90
05	18	91-95
06	18	96-100
07	18	101-105
08	18	106-110
09	18	111-115
10	18	116-120

