

Atle Lag - Rygortose

ART.NO 50100

Elastisk rygortose som giver et stabilt men bekvemt støtte over lænderyggen. Velegnet til lændesmerter, især velegnet til hvirvelkompression forårsaget af osteoporose. Passer de fleste figurtyper, både herre og dame. Atle lav findes i beige og sort i to højder. Materialet giver god kompression og er meget behageligt at bære da det er "åndbart" har lav vægt og er blødt mod huden. Den stribe struktur i materialet gør at ortosen sidder på plads. Atle har velcrolukning fortil. De elastiske trækbånd er regulerende og giver en stabil støtte. Selve trækbåndene lukkes midtfor med velcro. De to udtagelige rygskinner formes individuelt efter ryggens kontur.

Indikationer: Lumbal/lumbosakral rygsmerter.

Kontraindikationer: Ustabilt brud på ryggen. Iskiassmerter af uklare gener.

Materiale: Ventilierende tekstil materiale som er køligt mod huden og tillader huden at ånde. Polyester 64%, Polyamid 14%, Naturgummi latex 12%, Elastan 7%.

Vaskeråd: Maskinvask 40°C. Tag skinnerne ud. Luk alle velcrobånd. Benyt vaskepose. Benyt ikke blegemidler. Ikke renses. Må ikke stryges eller tørretumbles.

Måltagning: Hoftemål i cm.

Størrelse	Hofte-mål cm	Højde midt foran	Højde midt bag	Art. no Beige	Art. no Sort
XS *	65-80	18 cm	27 cm		50100-00-30
S	80-95			50100-08-40	50100-00-40
M	95-105			50100-08-50	50100-00-50
L	105-115			50100-08-60	50100-00-60
XL	115-125			50100-08-70	50100-00-70
2XL	125-135			50100-08-80	50100-00-80

* Kun sort.



50100-00



50100-08



Syningen er dækket af øvrig tekstil og kommer ikke i kontakt med huden.



MD Class I CE