

MammaMia - Graviditetsbælte

ART.NO 50102

MammaMia er et smidigt graviditetsbælte som giver bekvemt løft og støtte for en voksende mave. De brede og kraftige bånd kan let justeres til ønsket støtte over bækkenet. Da det lukkes af to omgange er det let at justere og det er enkelt at lette på støtten i siddende position uden at det glider og havner i forkert position. Den tiltagende bredde i kombination med det bløde materiale gør bæltet særligt behageligt og hindrer at det skærer. Farve: sort.

- Let at justere uden at miste positioneringen
- Hudvenligt materiale som er let og åndbart

Indikationer: Anvendes ved bækkensmerter/ bækkenløsning/symfysiolyse under/efter graviditet. Også velegnet til personer, hvor der efterstræbes støtte til sacroiliacaleddene.

Kontraindikationer: Ingen kendte.

Materiale: Ventilierende tekstil materiale som er svalt mod huden og tillader huden at "ånde". Polyester 51%, Polyamid 17%, Naturgummi latex 12%, Polyuretan 8%, Bomull 7%, Elastan 5%.

Vaskeråd: Maskinvask 40°C. Luk velcrobånd og anvend gerne vaskepose ved vask.

Måltagning: Hoftemål i cm.

Størrelse	Hoftemål cm	Art.no	Højde midt for	Højde midt bag
Small	80-95	50102-00-40	16 cm	16 cm
Medium	90-105	50102-00-50		
Large	100-115	50102-00-60		
X Large	110-125	50102-00-70		
2X Large	120-135	50102-00-80		



LATEX Syningen er dækket af øvrig tekstil og kommer ikke i kontakt med huden.



MD Class I **CE**