

# Ballerina - Holdningsbandage

ART.NO 50103

Ballerina er en funktionel holdnings-bandage, som bekvemt fremmer god holdning i brystryggen. Brede, bløde bånd over skuldrene krydses over ryggen og lukkes foran med velcrobånd. Det brede, stabile rygstykke påvirker effektivt uden at trykke ubehageligt over diafragma. Ballerina aflaster også thorakalt. Det er nemt at afklippe båndene i ønsket længde. Smidig og bekvem ortose som med fordel kan bæres under tøjet. Farve sort.

**Indikationer:** Anvendes ved øget thorakal kyfose. Egner sig også ved nøglebensfraktur, efter spinalstenose operation for at opnå optimal åndedrætsfunktion og ved hvirvelkompression.

**Materiale:** Ventilerende tekstilt materiale som er åndbart og føles køligt mod huden. Polyester 40%, Polyamid 37%, Polyurethan 17%, Elastan 5%, Elastomer 1%. Latexfri.

**Vaskeråd:** Maskinvask 40°. Luk velcrobånd ved vask og benyt gerne vaskepose.

**Måltagning:** Brystkassen måles i cm under busten.

Størrelse	Mål over brystkasse cm	Art.no
Small	65-80	50103-00-40
Medium	80-95	50103-00-50
Large	95-110	50103-00-60
X-Large	110-125	50103-00-70



MD Class I CE