

MammaFix - SI-led-bælter

ART.NO 50104

MammaFix er et semielastisk SI-leds bælte, som giver effektiv støtte over bækkenet. Velegnet ved graviditet og/eller bækkenbundsproblemer. Det er et "slå-om- bælte" som fæstnes med velcrobånd foran midt for, hvilket gør det nemt at justere til den ønskede stabilitet. Bæltet bliver siddende på plads, da det har silikonebelægning på indersiden for antiglideeffekt. MammaFix fås i to længder, og begge kan let afkortes ved at afklippe bæltet ved den markerede søm, længst ude ved båndets kanter. Fremstillet af kraftig elastisk- samt stift velcromateriale. Farve: sort.

Indikationer: Anvendes ved bækkensmerter/ bækkenløsning/symfysiolyse under eller efter graviditet. Også velegnet til personer, hvor der efterstræbes støtte til sacroiliacaleddene. **Kontraindikationer:** Ingen kendte.

Materiale: 49% Polyester, 25% Naturgummi latex, 14% Silicone, 12% Polyamid.

Vaskeanvisning: Maskinvask 40°C. Luk velcrobånd inden vask og benyt gerne vaskepose.

Måltagning: Hoftemål i cm.



Syningen er dækket af øvrig tekstil og kommer ikke i kontakt med huden.



STANDARD
100
1976-298
DTI

