

MammaFix - Støttebælte

ART.NO 50104

MammaFix er et semielastisk støtte-bælte, som giver effektiv støtte over bækkenet. Velegnet ved graviditet/ bækkenbunds-problemer. Det er et "slå-om-bælte" som fæstnes med velcrobånd midt for, hvilket gør det nemt at justere til ønsket stabilitet. Bæltet bliver siddende på plads, da det har siliconebelægning på indersiden for antiglideeffekt. MammaFix fås i to længder, og begge kan let afkortes ved at afklippe bæltet ved den markerede søm, længst ude ved båndets kanter. Fremstillet af kraftig elastik- samt stift velcromateriale. Farve: sort.

Indikationer: Ved bækkeninsufficiens samt bækken-løsning/ symfyse-løsning under eller efter graviditet. Også velegnet til personer, hvor der efterstræbes stabil sacroiliacal støtte.

Materiale: 49% Polyester, 25% Naturgummilatex, 14% Silicone og 12% Polyamid.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Luk velcrobånd inden vask og benyt gerne vaskepose.

Måltagning: Hoftemål i cm.

Størrelse	Hoftemål cm	Art.no	Højde
Small-Medium	75-110	50104-00-40	7 cm
Large-X Large	110-145	50104-00-60	

