

LyftPlus Comfort - Bælte

ART.NO 50157

LyftPlus Comfort er et fast mavebælte med et formet maveområde i mesh-materiale, for at passe til og forme efter en større mave. Ikke-elastisk front giver effektiv støtte og løft. 20 cm højt elastisk materiale i ryggen, med to skinner midt bagpå. Justerbar pasform med velcro og håndtag i højre side. Anbefales umiddelbart efter operationen eller som permanent bælte ved brok og/eller stomi. Fås i sort.

Indikationer: Mobilisering efter operation. Stabiliserende bælte til brok/stomi/stomibrok. Forebyggende mod brok. Fiksering af stomibandage.
Kontraindikation: Indeklemt brok.

Materiale: Polyamid 64%, Polyester 30%, Elastan 6%. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40°C. Luk velcrobåndet. Benyt vaskepose. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel. Må ikke, renses, stryges eller komme i tørretumbler.

Måltagning: LyftPlus Comfort er 30-32 cm høj foran og 20 cm høj bagtil. For at finde den rigtige størrelse måler du din hofteomkreds i cm.

Størrelse	Hofte mål cm	Art.no	Højde midt for	Højde midt bag
M	90-105	50157-00-50	30	20 cm
L	100-115	50157-00-60		
XL	110-125	50157-00-70	31	
2XL	120-135	50157-00-80		
3XL	130-145	50157-00-90	32	
4XL	140-155	50157-00-91		

