

# Tuff - Rygortose

ART.NO 50200

Rygortosen Tuff giver en meget stabil støtte over lænderyg/ bækken og er velegnet til personer, som ønsker en smidig lav rygortose med kraftig støtte. Ortosen kan placeres i taljehøjde eller over bækkenet, afhængigt af hvor man ønsker støtte. Hvis ortosen skal anvendes i taljehøjde – vælg da en mindre størrelse. Tuff har bred velcrolukning foran for at passe enten over hofter eller i taljehøjde. De elastiske spændebånd kan reguleres og giver en stabil støtte. Spændebåndene lukkes midt for med velcro. Ortosen er fremstillet af kraftigt elastisk materiale og passer de fleste figurer; både damer og herrer. Velegnet til smertetilstande i lændehvirvelsøjlen, hoften og bækkenet. Selv med vedvarende bækkenmerter efter graviditet. Tuff leveres i sort. Højde midt for 13-15 cm, midt bag 20 cm.

**Indikationer:** Lumbal/lumbosakral rygsmerter.

**Kontraindikationer:** Ustabilt brud på ryggen. Iskiassmerter af uklare gener.

**Materiale:** Polyester 50%, Nylon 30%, Spandex 20%. Latexfri.

**Vaskeråd:** Maskinvask 40°C. Luk alle velcrobånd. Benyt vaskepose. Benyt ikke blegemidler. Ikke renses. Må ikke stryges eller tørretumbles.

**Måltagning:** Hoftemål i cm.

Størrelse	Hoftemål cm	Art.no
X-Small	65-80	50200-00-30
Small	80-95	50200-00-40
Medium	95-105	50200-00-50
Large	105-115	50200-00-60
X Large	115-125	50200-00-70
2X-Large	125-135	50200-00-80



MD Class I CE