

LyftPlus Stomi - Bælte

ART.NO 50207

Robust mavebælte med et formet maveområde, der giver plads til en større mave. Uelastisk front giver effektiv støtte og løft. Materialet i ryggen er elastisk. Justerbar pasform med velcrobånd og sidegreb på højre side. Anbefales umiddelbart efter operation eller som permanent bælte til brok og/eller stomi. Det stabile materiale på forsiderne gør LyftPlus Stomi specielt velegnet ved tilpasning af stomibælte, da materialet er let at klippe i uden at det trævler. Fås i sort.

Indikationer: Mobilisering efter operation. Stabiliserende bælte til brok/stomi/stomibrok. Forebyggende mod brok. Fiksering af stomibandage.
Kontraindikation: Indeklemt brok.

Materiale: Polyamid 41%, Polyester 39%, Polyuretan 15%, Elastan 5%. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40°C. Luk velcrobåndet. Benyt vaskepose. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel. Må ikke renses, stryges eller komme i tørretumbler.

Måltagning: LyftPlus Stomi er 29 cm høj foran og 15 cm høj bagtil. For at finde den rigtige størrelse måler du din hofteomkreds i cm.

Størrelse	Hoftemål cm	Art.no	Højde midt for	Højde midt bag
M	90-105	50207-00-50	29 cm	15 cm
L	100-115	50207-00-60		
XL	110-125	50207-00-70		
2XL	120-135	50207-00-80		
3XL	130-145	50207-00-90		
4XL	140-155	50207-00-91		

