

# Form - Bælte

ART.NO 50209, 50220, 50204

Form er et elastisk bælte, der giver en bekvem og effektiv støtte og kompression over overkroppen. Bæltet er enkelt at sætte på og lukkes med bred velcro hvilket gør det let at justere til ønskede kompression. Velcrolukningen letter skiftning af forbindelse. Patienten behøver ikke at blive løftet, hvilket er nødvendigt når man anvender bind. Egnet til sengeliggende da den er blød i materialet og ikke har sømme/skiner bagpå. Bruges også som blødt stomi bælte men der bør eventuelt anvendes en større størrelse for at undgå for høj kompression. Form fås i sort i tre forskellige højder 15, 20 och 25 cm.

**Grad af kompression:** Medium, 2 af 3.

**Indikationer:** Stabiliserende bælte til stomi/stomibrok. Forebyggende mod brok. Bælte/fikseringsbånd for mave/torso ved mobilisering efter kirurgi og til komprimering.

**Kontraindikation:** Indeklemt brok.

**Materiale:** Polyester 88%, Elastan 12%. Latexfri.

**Vaskeråd:** Maskinvask 40°C. Luk velcrobåndet. Benyt vaskepose. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel. Må ikke, renses, stryges eller komme i tørretumbler.

**Måltagning:** Målet omkring overkroppen over tiltænkte placering.

Størrelse	Mål cm	Art.no Form 15 cm	Art.no Form 20 cm	Art.no Form 25 cm
S	70-85	50209-00-40	50220-00-40	50204-00-40
M	80-95	50209-00-50	50220-00-50	50204-00-50
L	90-105	50209-00-60	50220-00-60	50204-00-60
XL	100-115	50209-00-70	50220-00-70	50204-00-70
2XL	110-125	50209-00-80	50220-00-80	50204-00-80



50204: 25 cm



50220: 20 cm



50209: 15 cm

