

StomiBas - Stomibælte

ART.NO 50210, 50211, 50212

Elastisk stomibælte designet til at give støtte og kompression i tilfælde af parastomalt brok. Det unikke design gør det muligt at klippe hul i bæltet, og dermed tilpasse den enkelte stomipose, samtidig med at kompression over brokken/stomien opretholdes. Det uelastiske materiale foran flosser ikke uanset hullets form og størrelse. StomiBas har et håndtag foran for nem lukning og justering.

StomiBas fås i tre forskellige højder 16, 20 og 25 cm. Den brede velcro lukning foran gør StomiBas nem at påføre og nem at justere til den ønskede kompression. Kan lukkes i både venstre og højre side.

Grad af kompression: Stærk, 3 af 3.

Indikation: Mobilisering efter operation. Stabiliserende bælte til stomi/stomibro. Forebyggende mod brok. Fiksering af stomibandage.

Kontraindikation: Indeklemt brok.

Materialer: Polyester 64%, Polyamid 22%, Elastan 10%, Polyuretan 4%. Latexfri.

Vaskeanvisning: Maskinvask 40°C. Luk alle velcrobånd. Benyt vaskepose. Benyt ikke blegemidler, ikke renses. Må ikke stryges eller tørretumbles.

Måltagning: Mål rundt om tilltænkte placering.

Størrelse	Mål cm	Art.no StomiBas Sort 16cm	Art.no StomiBas Sort 20cm	Art.no StomiBas Sort 25cm
XS	70-85	50211-00-30	50212-00-30	50210-00-30
S	80-95	50211-00-40	50212-00-40	50210-00-40
M	90-105	50211-00-50	50212-00-50	50210-00-50
L	100-115	50211-00-60	50212-00-60	50210-00-60
XL	110-125	50211-00-70	50212-00-70	50210-00-70
2XL	120-135	50211-00-80	50212-00-80	50210-00-80
3XL*	130-145		50212-00-90	50210-00-90
4XL*	140-155		50212-00-91	50210-00-91

* Fås i 20 & 25 cm højde.




50211: 16 cm



50212: 20 cm



50210: 25 cm



MD Class I CE



OEKO TEX® STANDARD 100 1976-298 DTI