

# StomiBas - Bælte

ART.NO 50210, 50211, 50212

StomiBas er et elastisk stomibælte, der giver aflastning og et bekvemt, effektivt modtryk/kompression. Materialet midt for er uelastisk og meget let at klippe i. Det trævler ikke og er specielt velegnet, hvis der er akut behov for at åbne til en stomi, eller hvis man ønsker et permanent stomibælte. Bæltet findes i tre højder: 16, 20 og 25 cm. StomiBas er let at tage på og lukkes med bredt velcrobånd, hvilket gør det nemt at justere bæltet til ønsket kompression. Stomibæltet kan lukkes i venstre eller højre side. Velcrolukningen gør det fx nemmere at skifte forbindelse. Patienten skal ikke løftes, hvilket normalt er nødvendigt ved anvendelse af bind.

**Grad af kompression:** Stærk, 3 af 3.


**Indikationer:** Tilpasning af stomibælte. Til postoperativ pleje, efter thorax/maveoperationer for at aflaste sår og forhindre arbrok samt ved tidlig mobilisering af patienten. Også egnet til parastomal brok.

**Materiale beige:** Polyester 60%, Polyamid 27%, Gummi 13%.

**Material sort:** Polyester 64%, Polyamide 23%, Elastane 10%, Polyurethane 4%. Latexfri.

**Vaskeråd:** Maskinvask 40°. Luk alle velcrobånd. Benyt vaskepose. Benyt ikke blegemidler, ikke renses. Må ikke stryges eller tørretumbles.

**Måltagning:** Målet omkring overkroppen over tiltænkte placering.



50211: 16 cm



50212: 20 cm



50210: 25 cm



## Beige

| Størrelse | Mål cm  | Art.no StomiBas 16cm | Art.no StomiBas 20cm | Art.no StomiBas 25cm |
|-----------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|
| X Small   | 70-85   | 50211-08-30          | 50212-08-30          | 50210-08-30          |
| Small     | 80-95   | 50211-08-40          | 50212-08-40          | 50210-08-40          |
| Medium    | 90-105  | 50211-08-50          | 50212-08-50          | 50210-08-50          |
| Large     | 100-115 | 50211-08-60          | 50212-08-60          | 50210-08-60          |
| X Large   | 110-125 | 50211-08-70          | 50212-08-70          | 50210-08-70          |
| 2X Large  | 120-135 | 50211-08-80          | 50212-08-80          | 50210-08-80          |
| 3X Large* | 130-145 |                      | 50212-08-90          | 50210-08-90          |
| 4X Large* | 140-155 |                      | 50212-08-91          | 50210-08-91          |

\* Kun 20 & 25 cm højde.

## Sort

| Størrelse | Mål cm  | Art.no StomiBas 16cm | Art.no StomiBas 20cm |
|-----------|---------|----------------------|----------------------|
| X Small   | 70-85   | 50211-00-30          | 50212-00-30          |
| Small     | 80-95   | 50211-00-40          | 50212-00-40          |
| Medium    | 90-105  | 50211-00-50          | 50212-00-50          |
| Large     | 100-115 | 50211-00-60          | 50212-00-60          |
| X Large   | 110-125 | 50211-00-70          | 50212-00-70          |
| 2X Large  | 120-135 | 50211-00-80          | 50212-00-80          |
| 3X Large* | 130-145 |                      | 50212-00-90          |
| 4X Large* | 140-155 |                      | 50212-00-91          |

\* Kun 20 cm højde.

