

StomiMini - Stomibælte

ART.NO 50213

Blødt fikseringsbånd til fastgørelse af stomi-forbindinger. Sættes direkte over stomiposen og mod huden. Nem lukning med velcro foran. Fikseringsbåndet er lavet af et fleksibelt, elastisk materiale, der ånder og føles behageligt mod huden. Justerbar størrelse, der justeres ved hjælp af velcro-fastgørelsen over hele båndet. På lignende måde kan trykket fra bæltet justeres efter behov. En universal størrelse passer til omkreds op til 120 cm. Fikseringsbåndet er diskret og er ikke synligt under tøjet. Velegnet til stomi på højre eller venstre side. StomiMini fås i sort/hvid. Højde 7,5 cm. Fikseringsbåndet kan ikke klippes i.

Indikationer: Anvendes som stomibånd til fiksering af stomiposer. **Kontraindikationer:** Stomibrok.

Materiale: Polyamid 77%, Elastan 13%, Bomuld 10%. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask 60°C. Luk velcrobåndet. Benyt vaskepose. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel. Må ikke, renses, stryges eller komme i tørretumbler.

Størrelse/Måltagning: Omkredsmål ved tiltænkte placering. Universal størrelse passer i omkreds op til 120 cm.

Model	Art.no	Højde	Forp.
StomiMini, sort	50213-80-50	7,5 cm	3 st
StomiMini, hvid	50213-89-50	7,5 cm	3 st



50213-00-50



50213-09-50



MD Class I CE