

StomiTube - Fikseringsbælte

ART.NO 50214

Blødt fikseringsbælte i sømløst strikket materiale. Til brug i fiksering af stomi og stomipose. Bæltet har lommer foran i bunden, hvor stoffet foldet og trækkes over posen/stomi bandagen. StomiTube er lavet som et "rør", som man træder ind og ud af ligesom et par almindelige trusser eller underbukser. God pasform til forskellige figurtyper, da formen er smalere i ryggen. Usynligt under tøjet, er nemt at bruge og sikkert at bære. Bæltet skjuler og holder posen på plads, samtidig med at det reducerer støj. Kan bruges hver dag, nat samt ved forskellige sportsaktiviteter. Almindelige trusser eller underbukser kan bæres under eller udenpå bæltet. Velegnet til stomi på højre eller venstre side. StomiTube fås i 3-pak i sort og beige. Højde foran 18 cm, højde bagtil 11 cm.

Indikation: Anvendes som stomibånd til fiksering af stomiposer. **Kontraindikationer:** Stomibrok.

Materialer: Polyester 90%, Elastan 10%. Latexfri.

Vaskeanvisning: 60°C maskinevask. For bedste holdbarhed anbefales 40°C. Kan tørretumbles ved lav varme. Må ikke stryges. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, da det kan forringe materialet. Produktet må ikke renses.

Måltagning: For korrekt størrelse tages hofte målet om det bredeste punkt på bagen.

Størrelse	Hofte målt cm	Art.no StomiTube, sort, 3-pakke	Art.no StomiTube, beige, 3-pakke
XS/S	65 - 90	50214-80-30	50214-88-30
S/M	85 - 110	50214-80-40	50214-88-40
M/L	105 - 125	50214-80-50	50214-88-50
L/XL	120 - 140	50214-80-60	50214-88-60

