

# Balder - Lyskebrokbandage

ART.NO 50215, 50216

Balder er en smidig og diskret lyskebrok-bandage som ikke er synlig under tøjet. Bandagen har god støttende effekt og er egnet til brug ved små og mellemstore brok. De er nemme at tilpasse og tilgængelige for dobbeltsidede og enkelt-sidede brok. Balder Dobbelt leveres med to løse puder, der kan placeres i lommerne foran. For Balder Venstre og Balder Højre medfølger en pude. Puderne kan formes og tilskræres til individuel tilpasning. Det er også muligt at placere en skræddersyet pude i lommen.

Balder er figursyet og trinløst justerbar i højden og siderne for optimal pasform. Fastgøres med velcro. Blød skridtgjord, som let kan afkortes til den rigtige længde, fastgøres med velcro på hver hofte. Lommerne og indersiden af bandagen er fremstillet af et blødt, behageligt materiale, der er luftigt og åndbart.

**Indikationer:** Lyskebrok Pre/Postoperativt eller ved konservativ behandling. **Kontraindikation:** Indeklemt lyskebrok.

**Materiale:** 80% Polyamid, 14% Polyester, 6% Naturgummi.  
Pads: EVA foam.

**Tilbehør:** Konvekse pelotter til højere kompression bestilles separat.

- PadPlus, Venstre Art.no 50258-10-50
- PadPlus, Højre Art.no 50258-20-50

**Vaskeråd:** Maskinvask 40°C. Benyt vaskepose. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel. Må ikke, renses, stryges eller komme i tørretumbler.

Størrelse	Hoffemål cm	Art.no - Balder Dobbelt, sort	Art.no - Balder Venstre, sort	Art.no - Balder Højre, sort
XS	70-85	50215-00-30	50216-10-30	50216-20-30
S	80-95	50215-00-40	50216-10-40	50216-20-40
M	90-105	50215-00-50	50216-10-50	50216-20-50
L	100-115	50215-00-60	50216-10-60	50216-20-60
XL	110-125	50215-00-70	50216-10-70	50216-20-70



Balder Dobbelt.

Reg. design by OHIM: 001195515-0001



Balder Venstre og Balder Højre.

Reg. design by OHIM: 002338954-0001



50258: PadPlus, tilbehør.



Syningen er dækket af øvrig tekstil og kommer ikke i kontakt med huden.

MD Class I CE