

# Figur - Bælte

ART.NO 50221, 50202, 50203

Figur er et elastisk bælte, der giver en bekvem og effektiv støtte og kompression over torso. Bæltet er let at tage på og lukkes med bred velcrolukning, som gør det nemt at justere til ønsket kompression. Velcrolukningen letter ved skiftning af forbindelse. Figur giver en jævn trykfordeling og påvirker ikke åndedræt. Det elastiske materiale er blødt og behageligt at bære og tillader huden at ånde.

**Grad af kompression:** Let, 1 af 3.

**Indikationer:** Til postoperativ pleje efter thorax- og maveoperationer, for at aflaste sår, forhindre arbrok samt ved tidlig mobilisering af patienten. Kan bruges ved forskellige typer af mild brok. Kan også klippes til for at blotlægge en stomi eller lave en åbning til drænet.

**Materiale:** Polyester 74, Polyamid 14%, Elastomere 12%. Latexfri.

**Vaskeråd:** Masinvask 60°. Kan vaskes ved op til 90 ° (velcrostroppernes levetid forkortes ved vask i høje temperaturer). Luk velcrobånd og benyt gerne vaskepose.

**Måltagning:** Mål rundt om torso ved tiltænkte placering.

Størrelse	Mål cm	Art.no Figur, hvid 16 cm	Art.no Figur, hvid 25 cm	Art.no Figur, hvid 32 cm
S	80-95	50221-09-40	50202-09-40	50203-09-40
M	90-105	50221-09-50	50202-09-50	50203-09-50
L	100-115	50221-09-60	50202-09-60	50203-09-60
XL	110-125	50221-09-70	50202-09-70	50203-09-70
2XL	120-135	50221-09-80	50202-09-80	50203-09-80
3XL*	130-145	50221-09-90	50202-09-90	

\* kun 16 & 25 cm højde.



50221: Figur 16 cm



50202: Figur 25 cm



50203: Figur 32 cm

