

Figur - Bælte

ART.NO 50222

Figur er et elastisk bælte, der giver en bekvem, effektiv støtte og kompression over torso. Bæltet er let at tage på og lukkes med bred velcrolukning, som gør det nemt at justere til ønsket kompression. Materialet er blødt og behageligt mod huden og tillader huden at ånde. Figur er velegnet til brug som blødt stomi bælte til støtte for stomi / stomipose. Figur kan også anvendes til postoperativ pleje efter thorax og abdominal kirurgi, for at lindre såret, forhindrer opspringning af arret samt ved tidlig mobilisering af patienten.

Grad af kompression: Let, 1 af 3.

Indikationer: Ved stomi som støtte for stomi/pose og/eller for at mindske risikoen for brok ved stomien. Til postoperativ pleje efter thorax- og maveoperationer, for at aflaste sår, forhindre opspringning af ar. Samt ved tidlig mobilisering af patienten. Kan bruges ved forskellige typer af mild brok. Kan også klippes til for at blotlægge en stomi eller lave en åbning til drænet.

Materiale: 74% Polyester, 12% Elastomere og 14% Polyamid. Latexfri.

Vaskeråd: Masinvask 60°. Kan vaskes ved op til 90° (velcrostroppers levetid forkortes ved vask i høje temperaturer). Luk velcrobånd og anvend vaskepose ved vask.

Måltagning: Mål rundt om torso ved tiltænkte placering.

Størrelse	Mål cm	Art.no Figur, sort 20 cm
X Small	65-85	50222-00-30
Small	80-95	50222-00-40
Medium	90-105	50222-00-50
Large	100-115	50222-00-60
X Large	110-125	50222-00-70
2X Large	120-135	50222-00-80

