

Mio - Brystbandage

ART.NO 50223

NordiCare brystbandage anvendes efter operation til at stabilisere og positionere brystimplantater. Let at regulere med velcro fortil. Blødt og behageligt, åndbart materiale. Fås i farverne hvid og sort. One size.

Indikationer: Til positionering af brystimplantater.

Kontraindikationer: Infektion.

Materiale: Polyamid 77%, Elastan 13%, Bomuld 10%. Latexfri.

Vaskeanvisning: Maskinvaske 60°C. Luk velcrobånd og anvend gerne vaskepose ved vask. Brug ikke klor eller blegemidler.

Model	Art.no	Højde	Forp.
Mio, sort	50223-00-50	7,5 cm	1 st
Mio, sort	50223-90-50	7,5 cm	35 st
Mio, hvid	50223-09-50	7,5 cm	1 st
Mio, hvid	50223-99-50	7,5 cm	35 st



50223-09-50



50223-00-50



MD Class I CE

