

Vira x2 - Bælte

ART.NO 50228

Elastisk bælte, der giver effektiv støtte og kompression over overkroppen. Let at anvende og justere til den ønskede pasform og kompressionsgrad med to trækbånd. Rigtigt materiale, der holder sin form uden at give sig. Glat og blødt mod huden uden irriterende sømme eller kanter. Ingen skinner. Passer både figur med former og slank figur. Højde 25 cm.

Grad af kompression: Stærk, 3 af 3.

Indikationer: Til postoperativ pleje efter abdominalkirurgi, maveplastik og/eller fedtsugning. Kan også bruges til forskellige typer af brokproblemer. Aflaste sår, give smertelindring og muliggør tidlig mobilisering af patienten.

Materiale: Polyester 88%, Elastan 12%. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvaskes ved 40 °C, kan ved behov vaskes ved højere temperaturer, dog maks. 60 °C. Produktet holder længere, hvis det vaskes ved lavere temperaturer. Brug vaskepose. Tørres plant. Må ikke tørretumbles. Luk alle velcrobånd før vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, da det kan forringe materialet.

Måltagning: Vælg størrelse efter hofte mål, hvis hofte målet ligger indenfor et overlappende interval, skal du kontrollere taljemålet:

- Slank talje: vælg den mindre størrelse.
- Lige figurtype: vælg den større størrelse.

Størrelse	Hofte mål cm	Taljemål cm	Art.no Vira x2, hvid	Art.no Vira x2, sort
XXS	65-80	50-65	50228-09-20	50228-00-20
XS	70-90	60-80	50228-09-30	50228-00-30
S	80-100	70-90	50228-09-40	50228-00-40
M	90-110	80-100	50228-09-50	50228-00-50
L	100-120	90-110	50228-09-60	50228-00-60
XL	110-130	100-120	50228-09-70	50228-00-70

