

AbdoBas - Bælte

ART.NO 50236

Elastisk bælte til effektiv aflastning og kompression. Let at påføre og anvende umiddelbart efter operation. Bæltet har en uelastisk forside i skummateriale, der aflaster og giver støtte. Let at lukke og justere med håndtag og velcro på forsiden. Håndtaget har en farvemærkning, der tydeligt og direkte angiver produktets størrelse.

Mulighed for at skære hul i forsiden, huller klippes i den ønskede størrelse, tilpasset til stomi eller dræn. Skummaterialet trævler ikke uanset hullets form eller størrelse, syning er ikke nødvendigt.

Bæltet er vendbart for, at passe på både højre og venstre side. Højde bag 25 cm, højde for 28 cm, farve hvid.

Indikationer: Postoperativ bælte efter abdominal kirurgi. Stabiliserer bugvæggen ved brok/stomi. Forebyggende mod brok.

Kontraindikationer: Ingen kendte.

Materiale: 37% Bomull, 20% Polyester, 19% Polyester-Foam, 15% Spandex, 9% Nylon. Latexfri.

Vaskeråd: Kan vaskes ved 95°C ca. 10 gange. Produktets levetid forlænges, hvis det vaskes ved 40-60°C. Luk alle velcrobånd. Benyt vaskepose. Benyt ikke blegemidler eller skyllemiddel. Må ikke sendes til rens. Må ikke stryges eller tørretumbles.

Størrelse/Måltagning: Mål rundt om overkroppen svarende til tilltænkte placering. Tjek måltabellen for at finde rette størrelse.

Størrelse	Mål (cm)	Farve	Art.no
XS	60-75	orange	50236-09-30
S	70-85	sort	50236-09-40
M	80-100	gul	50236-09-50
L	95-115	grøn	50236-09-60
XL	110-125	rød	50236-09-70
2XL	120-135	blå	50236-09-80
3XL	130-145	lilla	50236-09-90


