

# Bure - Rygortose

ART.NO 50241 LAV, 50242 HØJ

Elastisk og funktionel rygortose, der giver ekstra god stabilitet. Trækbånd og formbare skinner til justerbar støtte. Velegnet til akut lændehold, diskusprolaps samt andre smertetilstande i lændehvirvelsøjlen. Passer de fleste figurtyper, både dame og herre. Bure lukkes foran med velcrolukning. De brede, elastiske trækbånd er regulerbare og lukkes foran med velcro. De to udtagelige rygskiner kan formes efter ryggens kontur. Fås i to højder.

**Indikationer:** Bure Lav; Lumbal/lumbosakral rygsmerte.  
Bure Høj; Lumbal/lumbothorakal rygsmerte.

**Kontraindikationer:** Ustabilt brud på ryggen.  
Iskiassmerter af uklare gener.

**Materiale:** Polyester 55%, Polyamid 30%, Spandex 15%.  
Latexfri.

**Vaskeråd:** Maskinvask 40°C. Tag skinnerne ud. Luk alle velcrobånd. Benyt vaskepose. Benyt ikke blegemidler. Ikke renses. Må ikke stryges eller tørretumbles.

**Måltagning:** Hoftemål i cm.



50241 Lav: 15-17 cm foran 26 cm bak



50242: Høj 19-21 cm foran 32 cm bak



MD Class I CE

Størrelse	Hoftemål cm	Bure Lav, sort		Bure Høj, sort			
		Art.no	Højde midt for	Højde midt bag	Art.no	Højde midt for	Højde midt bag
Small	80-95	50241-00-40	15-17 cm	26 cm	50242-00-40	19-21 cm	32 cm
Medium	90-105	50241-00-50			50242-00-50		
Large	100-115	50241-00-60			50242-00-60		
X Large	115-125	50241-00-70			50242-00-70		
2X Large	125-135	50241-00-80			50242-00-80		