

# Loke - Brokbukse herremodel

ART.NO 50252

Loke er et par robuste brokbukser i herremodel. Gylp med velcrolukning. Anvendes ved konservativ behandling af let eller moderat lyskebrok. Også velegnet til brug efter operation med henblik på hurtigere mobilisering, smertelindring og forebyggelse af eventuelle tilbagefald. Loke har lommer på begge sider til indsætning af pelotter. Flade pelotter medfølger. Hvis der ønskes et øget tryk, kan der anvendes konvekse pelotter, som skal bestilles separat.

Bukserne har forskellige kompressionszoner og er fremstillet i et strikmateriale med kraftig kompression over bækkenet, mens de er blødere omkring taljen for at give maksimal støtte, hvor der er behov for det uden at forårsage et ubehageligt tryk mod maven. Designet til at give optimal plads til pungen. Yderst velegnet i tilfælde af pungbrok, idet bukserne både løfter og støtter. Bæres i stedet for almindelige underbukser.

**Indikationer:** Ved konservativ behandling af let/moderat lyskebrok samt efter operation for at støtte det opererede område og give smertelindring.

**Kontraindikation:** Indeklemt lyskebrok.

**Farve:** Nøddebrune

**Mål:** Hoftemål (B) i cm. Højden (A) måles fra skambenet og op.



**Tilbehør:** Konvekse pelotter til højere kompression bestilles separat:

- Pads, 1 par Medium, 10 cm                      Art.no 50257-00-50
- Pads, 1 par Large, 13 cm                        Art.no 50257-00-60
- PadPlus, Venstre                                    Art.no 50258-10-50
- PadPlus, Højre                                        Art.no 50258-20-50

**Materiale:** Polyamid 54%, Bomull 32%, Naturgummi latex 14%. Pelotter i Polyetylenkum.

**Vaskeanvisning:** Maskinvask 40°C. Benyt vaskepose. Kan stryges ved lav varme. Benyt ikke blegemidler, ikke renses. Må ikke tørretumbles.

Størrelse	Mål: A	Mål: B	Art.no
02	18	76-80	50252-05-02
03	18	81-85	50252-05-03
04	18	86-90	50252-05-04
05	18	91-95	50252-05-05
06	18	96-100	50252-05-06
07	18	101-105	50252-05-07
08	18	106-110	50252-05-08
09	18	111-115	50252-05-09
10	18	116-120	50252-05-10



50257-00-50 Pads, Medium,  
50257-00-60 Pads, Large



50258 PadPlus



Syningen er dækket af øvrig tekstil og kommer ikke i kontakt med huden.

