

Frej - Brokbukse herremodel

ART.NO 50253

Behagelige brokbukser i blødt bomuldsmateriale, som giver konstant kompression. Anvendes ved konservativ behandling af let eller moderat lyskebrok samt efter operation med henblik på hurtigere mobilisering, smertelindring og forebyggelse af eventuelle tilbagefald. Bukserne har lommer på begge sider, som er beregnet til indføring af pelotter. "Flade" pelotter medfølger. Hvis der ønskes øget tryk, kan der placeres en konveks pelotte i lommen. Konvekse pelotter bestilles separat.

Frej giver optimal støtte ved lyskebrok og anvendes i stedet for almindelige underbukser. Bukserne er syet i forskellige kompressionszoner for at give optimal støtte, hvor der er behov for den.

Indikationer: Ved konservativ behandling af let/moderat lyskebrok samt efter operation for at støtte det opererede område og give smertelindring.

Kontraindikation: Indeklemt lyskebrok.

Ferve: Grafit

Mål: Hoftemål (B) i cm. Højden (A) måles i cm fra skambenet og op.


Tilbehør: Konvekse pelotter til højere kompression bestilles separat:

- Pads, 1 par Medium, 10 cm Art.no 50257-00-50
- Pads, 1 par Large, 13 cm Art.no 50257-00-60
- PadPlus, Venstre Art.no 50258-10-50
- PadPlus, Højre Art.no 50258-20-50

Materiale: Bomuld 88%, Elastan 12%. Pelotter i Polyethylenskum. Latexfri.

Vaskeanvisning: Maskinvask 40°C. Benyt vaskepose. Benyt ikke blegemidler, ikke renses. Må ikke tørretumbles.

Størrelse	Mål: A	Mål: B	Art.no
02	14 cm	76-80 cm	50253-01-02
03	14 cm	81-85 cm	50253-01-03
04	14 cm	86-90 cm	50253-01-04
05	14 cm	91-95 cm	50253-01-05
06	14 cm	96-100 cm	50253-01-06
07	14 cm	101-105 cm	50253-01-07
08	14 cm	106-110 cm	50253-01-08



50257-00-50 Pads, Medium,
50257-00-60 Pads, Large



50258 PadPlus

